## Bolsas y fundas para esterilización BOP SI

- Bolsas y fundas para el envasado de dispositivos compatibles con los procesos de esterilización con vapor de agua - autoclave, con gas de óxido de etileno o con formaldehído
- Una cara papel 60 g/m², una cara transparente poliéster-polipropileno
- No contiene latex
- Excelente pelabilidad
- Buena resistencia mecánica
- Barrera microbiana según ISO 11607-1
- Cierre por soldadura o autoadhesivo
- Bolsas y fundas planas o con fuelle (aumenta la capacidad de la bolsa)

FABRICADO EN FRANCIA

NUEVO

### Bolsas planas selladas cierre por soldadura

| Ref. | Dimensiones (mm) | Unid. de env. | € |
|---|---|---|---|
| 150579A | 50 x 200 | 100 | NC - |
| 150580A | 80 x 150 | 100 | NC - |
| 150581A | 80 x 250 | 100 | NC - |
| 150582A | 80 x 300 | 100 | NC - |
| 150549A | 120 x 200 | 100 | NC - |
| 150550A | 120 x 250 | 100 | NC - |
| 150551A | 120 x 350 | 100 | NC - |
| 150554A | 120 x 550 | 100 | NC - |
| 150557A | 160 x 350 | 100 | NC - |
| 150542A | 220 x 300 | 100 | NC - |
| 150543A | 220 x 400 | 100 | NC - |
| 150544A | 220 x 450 | 100 | NC - |
| 150548A | 220 x 750 | 100 | NC - |
| 150562A | 250 x 400 | 100 | NC - |
| 150563A | 250 x 500 | 100 | NC - |
| 150564A | 250 x 550 | 100 | NC - |
| 150567A | 285 x 450 | 100 | NC - |
| 150571A | 320 x 450 | 100 | NC - |
| 150572A | 320 x 550 | 100 | NC - |
| 150573A | 320 x 600 | 100 | NC - |
| 150578A | 420 x 650 | 100 | NC - |



Fundas y bolsas planas



Fundas y bolsas con fuelle

### Bolsas con fuelle cierre por soldadura

| Ref. | Dimensiones (mm) | Unid. de env. | € |
|---|---|---|---|
| 150584A | 100 x 40 x 300 | 100 | NC - |
| 150586A | 200 x 50 x 400 | 100 | NC - |
| 150587A | 320 x 60 x 500 | 100 | NC - |
| 150588A | 420 x 90 x 600 | 100 | NC - |

Astucia

Para sus aplicaciones más exigentes,
piense en las bolsas y fundas de la gama White Line !
Más resistentes, menos fugas...
Visite nuestras WEB



### Bolsas planas con cierre adhesivo

| Ref. | Dimensiones (mm) | Unid. de env. | € |
|---|---|---|---|
| 151537A | 70 x 230 | 100 | NC - |
| 151538A | 90 x 230 | 100 | NC - |
| 151533A | 130 x 254 | 100 | NC - |
| 151534A | 130 x 356 | 100 | NC - |
| 151535A | 200 x 330 | 100 | NC - |

### Fundas planas cierre por soldadura

| Ref. | Ancho (mm) | Longitud rollo (m) | Unid. de env. | € |
|---|---|---|---|---|
| 150509A | 50 | 200 | 100 | NC - |
| 150510A | 80 | 200 | 100 | NC - |
| 150299A | 120 | 200 | 100 | NC - |
| 150504A | 250 | 200 | 100 | NC - |
| 150506A | 320 | 200 | 100 | NC - |

### Fundas con fuelle cierre por soldadura

| Ref. | Ancho (mm) | Longitud rollo (m) | Unid. de env. | € |
|---|---|---|---|---|
| 151505A | 75 x 30 | 100 | 100 | NC - |
| 151500A | 150 x 50 | 100 | 100 | NC - |
| 151501A | 200 x 50 | 100 | 100 | NC - |



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB