Bolsas y fundas para esterilización ULTRA SI



- Sistema de barrera estéril reforzada para el envasado de dispositivos pesados
- Una cara porosa no tejida reforzada de 93 g/m², resistente al desgarro y a la perforación
- Una cara azul transparente de poliéster/polietileno para ver el contenido
- Para esterilización por vapor, óxido de etileno y peróxido de hidrógeno H_2O_2
- Excelente pelabilidad
- Reducción del volumen de los envases en comparación con los de tipo sobre por plegado

Bolsas planas selladas cierre por soldadura

Ref.	Dimensiones (mm)	Unid. de env.	€
151507	120 x 200	1200	NC -
151508	120 x 400	1000	NC -
151509	160 x 300	1200	NC -
151510	160 x 500	1000	NC -
151511	220 x 400	500	NC -
151518	220 x 600	500	NC -
151512	250 x 500	500	NC -
151513	285 x 450	500	NC -
151514	285 x 600	300	NC -
151515	320 x 550	300	NC -
151517	380 x 650	300	NC -
151519	380 x 690	300	NC -

Fundas de esterilización ULTRA SI

Ref.	Ancho (mm)	Longitud rollo (m)	Rollos/ caja	€/ caja
151520	50	70	5	NC -
151521	80	70	3	NC -
151522	120	70	2	NC -
151523	160	70	2	NC -
151524	220	70	1	NC -
151525	250	70	1	NC -
151526	285	70	1	NC -
151527	320	70	1	NC -
151528	380	70	1	NC -
151529	420	70	1	NC -
151530	470	70	1	NC -
151531	520	70	1	NC -
151532	580	70	1	NC -

Bolsas y fundas de esterilización Quattro Premium



- Para la esterilización por vapor, óxido de etileno; con indicadores de esterilización de clase 4
- En papel (60 g/m²) y película de polipropileno y polietileno (50 µm)
- Resistentes a la perforación, película multicapa gruesa de polipropileno y polietileno
- Película azul transparente para facilitar la visualización del contenido y la identificación de roturas o perforaciones
- Apertura limpia de la soldadura para la extracción aséptica del contenido

Bolsas de esterilización planas autoadhesivas

Ref.	Dimensiones (mm)	€ la caja de 200
475315A	70 x 229	NC -
475316A	89 x 133	NC -
475317A	89 x 229	NC -
475318A	57 x 102	NC -
475319A	133 x 254	NC -
475320A	191 x 330	NC -
475321A	254 x 356	NC -
475322A	305 x 432	NC -

Fundas de esterilización planas

Ref.	Dimensiones (mm)	€ el rollo de 200
475328A	50	NC -
475329A	75	NC -
475330A	100	NC -
475331A	150	NC -

Esterilización de hojas de papel



- Formato 40 x 60 cm
- Suministrado por 500 hojas
- Para la esterilización por calor seco

Ref.	Descripción	€ 500 unid.
006950	Hojas para esterilización	NC -

Papel sulfurizado



- Papel hoja de gran tamaño 65 cm x 1 metro.
- Para la esterilización y el embalaje de objetos de gran formato.

Ref.	Descripción	€ 500 unid.
094001	Papel sulfurizado 65 x 100 cm	NC -