
Hojas de esterilización

- Conformes ISO 11607, EN 868, CE
- Para el envasado de piezas a esterilizar, desde las más ligeras hasta las más exigentes


Hojas de esterilización de papel crepado



- El papel básico para envasado de kits e instrumentos ligeros
- Papel 100% a base de celulosa de calidad médica
- Papel crepado "sensible" más suave y flexible

Blanco	Verde	Dim. L x an (cm)	Unid./ caja	€/ caja
Papel crepado estándar				
019710	**019714**	40 x 40	1500	**NC -**
019711	**-**	50 x 50	750	**NC -**

Interfoliage



- Las hojas de interfoliación (alternando dos colores) facilitan la detección de daños en los envases dobles
- Utilizar la tela no tejida verde en el envase interno

Ref.	Dim. L x an (cm)	Unid./ caja	€/ caja
SMMS 43 g/m2 y no tejido verde 57 g/m²			
019573	75 x 75	200	**NC -**
019574	100 x 100	200	**NC -**
019575	120 x 120	120	**NC -**
019576	140 x 140	120	**NC -**
SMMS 60 g/m2 y no tejido verde 67 g/m²			
019577	100 x 100	160	**NC -**
019578	120 x 120	120	**NC -**
019579	140 x 140	80	**NC -**

Hojas de esterilización de no-tejido de 52 g/m²

- Para el envase de cestas de instrumentos y de tejidos

Azul	Verde	Dim. L x an (cm)	Unid./ caja	€/ caja
-	**019537**	50 x 50	500	**NC -**

Hojas de esterilización de no-tejido polipropileno SMMS 37 g/m² ó 60 g/m²



- Fibras de polipropileno en 4 capas: 2 capas exteriores "hiladas fundidas" (flexibilidad) y 2 capas interiores "hiladas sopladas" (barrera contra los micro-organismos)
- Ofrece una buena resistencia al corte

Azul	Dim. L x an (cm)	Unid./ caja	€/ caja
37 g/m²			
019555	75 x 75	200	**NC -**
019556	90 x 90	200	**NC -**
019557	100 x 100	200	**NC -**
019558	120 x 120	120	**NC -**
019559	120 x 140	120	**NC -**
019560	140 x 140	120	**NC -**
019561	140 x 190	80	**NC -**
60 g/m²			
019570	100 x 100	104	**NC -**
019571	120 x 120	96	**NC -**
019572	140 x 140	80	**NC -**

Hojas de esterilización de no-tejido polipropileno SSMMS 43 g/m²

- De polipropileno no tejido 43 g/m²
- Para el envase de productos médicos mas pesados
- Favorece la absorción de la humedad residual después de la esterilización
- Conformes a la norma DIN EN 13795 : campos quirúrgicos para las "zonas menos criticas"
- 1 cara azul, 1 cara violeta

Ref.	Dim. L x an (cm)	Unid./ caja	€/ caja
019562	50 x 50	500	**NC -**
019563	75 x 75	200	**NC -**
019564	90 x 90	200	**NC -**
019565	100 x 100	200	**NC -**
019566	120 x 120	120	**NC -**
019567	120 x 140	120	**NC -**
019568	140 x 140	120	**NC -**
019569	150 x 190	48	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB