Escobillas sintéticas para limpiar tubos de vidrio



Ref.	Longitud (mm)	L x ø cabeza (mm)	€
020474	220	70 x 18	NC -
020479	300	100 x 30	NC -
020475	360	120 x 50	NC -

Escobillas para buretas y tubos



- Escobillones para buretas : revestimiento nylon
- Escobillones para tubos : extremo recto plástico

Ref.	Diámetro (mm)	Relleno	Extremo	Longitud cepillo (mm)	Longitud total (mm)	€
069142A	4	Nylon 9/100°	Bruto	50	450	NC -
069143A	4	Nylon 10/100°	Doblado	60	480	NC -
069146A	4	Nylon 10/100°	Bruto	40	250	NC -
069141A	6	Nylon 10/100°	Bruto	50	450	NC -
069140A	10	Seda	Doblado	110	480	NC -
069137A	12	Seda	Doblado	80	270	NC -
069138A	12	Seda	Recto Pincel	80	270	NC -
069144A	15	Seda	Recto Pincel	80	270	NC -
069130A	18	Seda	Doblado	110	360	NC -
069131A	18	Seda	Recto Pincel	110	360	NC -
069132A	25	Seda	Doblado	110	360	NC -
069133A	25	Seda	Recto Pincel	110	360	NC -
069127A	25	Nylon 20/100°	Recto Pincel	110	610	NC -
069134A	30	Seda	Doblado	110	360	NC -
069136A	30	Nylon 30/100°	Doblado	110	360	NC -
069135A	30	Seda	Recto Pincel	110	360	NC -
069129A	50	Seda	Recto Pincel	120	620	NC -
069128A	50	Seda	Doblado	90	440	NC -

Gama de productos de limpieza ProCare Lab

Miele

Para diversas aplicaciones y eliminación de suciedad en lavadoras desinfectadoras.

Producto	ProCare Lab 11 MA	ProCare Lab 11 AP	ProCare Lab 10 MA		ProCare Lab 10 AP		ProCare Lab 10 AT		ProCare Lab 30 C		ProCare Lab 30 P	
Dominio pH	Detergente alcalino medio	Detergente alcalino	Detergente alcalino		Detergente alcalino		Detergente alcalino		Neutralizante ácido a base de ácido cítrico		Neutralizante ácido a base de ácido fosfórico	
Rango de pH	11,7 - 11,9	11,5 - 11,7	11,6 - 11,8		12,5 - 12,7		12,2 - 12,5		2,9 - 2,5		-	
Estado físico	Polvo	Polvo	Líquido		Líquido		Líquido		Líquido		Líquido	Polvo
Propiedades	Acción antiespumante, Sin aditivos oxidantes	Efecto oxidante, Sin fosfatos	Sin tensioactivos ni agentes oxidantes		Sin tensioactivos ni fosfatos, sin agentes oxidantes		Tensioactivos, sin fosfatos, silicatos ni agentes oxidantes		Sin tensioactivos, ni fosfatos		Sin tensioactivos	
Compuestos	Fosfatos, silicatos, tensioactivos	Agente de blanqueo a base de oxígeno, tensioactivos	Hidróxido alcalino, fosfatos, silicatos		Hidróxido alcalino, policarboxilatos		Hidróxido alcalino, policarboxilatos, tensioactivos		Ácido cítrico		Ácido fosfórico	
Tipos de suciedad	Sangre, proteínas, residuos alimentarios	Impurezas orgánicas e inorgánicas	Sangre, proteína : residuos del suelo		Residuos persistentes y secos		Residuos persistentes como aceites, grasas, parafinas, resinas, colorantes orgánicos		Residuos solubles en ácido		Cal y otras impurezas solubles en ácido	
Materiales compatibles	Acero inox., vidrio de laboratorio, cerámica y plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE)	Acero inox., vidrio de laboratorio, cerámica y plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE)	Acero inox., vidrio de laboratorio, cerámica y plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE)		Acero inox., vidrio de laboratorio, cerámica y plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE)		Acero inox., vidrio de laboratorio, cerámica y plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE)		Acero inox., vidrio de laboratorio, cerámica y plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE), neutralización de aluminio no anodizado		Acero inox., vidrio de laboratorio, cerámica y plásticos (PE, PP, PVDF, PTFE)	
Materiales no compatibles	Aluminio anodizado	Metales ligeros, metales no ferrosos, aluminio, aluminio anodizado	Aluminio anodizado		Metales ligeros, metales no ferrosos, aluminio, aluminio anodizado		Metales ligeros, metales no ferrosos, aluminio, aluminio anodizado		Metales ligeros, metales no ferrosos, superficies de cromo y níquel, aluminio anodizado, prelavado ácido de aluminio no anodizado		Metales ligeros, metales no ferrosos, superficies de cromo y níquel, aluminio anodizado, aluminio	
Envase	10 kg	10 kg	5 l	10 l	5 l	10 l	5 l	10 l	5 l	10 l	5 l	12 kg
Ref.	933452	933453	933444	933445	933446	933447	933448	933449	933454	933455	933456	933457
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Producto	ProCare Lab Universal 61
Estado físico	Sal regeneradora, de grano grueso
Aplicaciones	Deposición de cal y protección de cargas
Envase	6 kg
Ref.	933458
€	NC -