## Detergentes y desinfectantes Neodisher®






















### Detergentes alcalinos en polvo

- Neodisher® A8 : detergente alcalino intensivo, con poder de limpieza elevado para material de vidrio de laboratorio
- Neodisher® F : detergente intensivo con poder de limpieza elevado, buena eficacia complejante y dispersante, sin fosfatos, sin tensioactivos
- Neodisher® GK: detergente poco alcalino con acción desinfectante, especial para objetos de vidrio con cultivos de células y tejidos, sin tensioactivos
- Neodisher® LA: detergente intensivo de gran eficacia emulsionante, dispersante y antiespumante, especialmente indicado para la eliminación de grasas, aceites y parafinas

### Detergentes alcalinos líquidos

- Neodisher® FA: un buen detergente emulsionante y dispersante que garantiza una alta protección de los materiales, sin tensioactivos ni agentes oxidantes
- Neodisher® FT: detergente sin tensioactivos especial para microbiología

### Neutralizantes y detergentes ácidos

- Neodisher® N: neutralizante y detergente ácido a base de ácido fosfórico, neutraliza al añadirlo al primer aclarado después de la utilización de un detergente alcalino, sin tensioactivos
- Neodisher® Z : neutralizante y detergente ácido a base de ácidos orgánicos, sin tensioactivos, sin fosfatos y sin agente complejantes con nitrógeno. Especialmente adecuado como neutralizante cuando se añade al primer aclarado después de utilizar un detergente poco alcalino

### Productos aditivos

- Neodisher® antiespuma S : : aditivo a base de aceite de silicona emulsionada. Una pequeña dosis es suficiente incluso a baja temperatura para evitar la espuma

### Desinfectante para superficies alimentarias

- Neoform K Plus: desinfección terminal tras la fase de aclarado o limpieza y desinfección en una sola operación.

| | Neodisher N | | | Neodisher Z | | | Neodisher A8 | | Neodisher F | Neodisher GK | Neodisher FA | Neodisher FA | | Neodisher FT | Neoform K Plus | Neoform K Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uso** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- Lavadora termodesinfectadora** | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | | |
| **- Manual** | | | | | | | | | | | | | | | | · | · |
| **Función** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- Lavado** | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| **- Neutralización** | · | · | · | | | | | | | | | | | | | | |
| **Agentes** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- A.C.S.** | - | - | - | - | - | - | Cloro | Cloro | - | Cloro | - | - | - | Cloro | Silicona | - | - |
| **- Álcalis cáusticos** | | | | | | | · | · | · | | | | | · | | | |
| **- Sales de álcalis** | | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | | | | |
| **- Agentes complejantes** | | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | | | |
| **- Combinaciones fosfóricas** | · | · | · | | | | · | · | | · | · | · | · | · | | | |
| **- Ácido** | · | · | · | · | · | · | | | | | | | | | | | |
| **- Tensioactivos, agentes emuls.** | | | | | | | | | | | · | | | | · | | |
| **Dominio pH** | Ácido | Ácido | Ácido | Ácido | Ácido | Ácido | Alcalino | Alcalino | Alcalino | Alcalino | Alcalino | Alcalino | Alcalino | Alcalino | Neutro | - | - |
| **Estado físico** | Líquido | Líquido | Líquido | Líquido | Líquido | Líquido | Polvo | Polvo | Polvo | Polvo | Polvo | Líquido | Líquido | Líquido | Líquido | Líquido | Líquido |
| **Envase** | Frasco | Bidón | Bidón | Bidón | Bidón | Bidón | Cubo | Botella | Cubo | Cubo | Cubo | Bidón | Bidón | Bidón | Botella | Bidón | Bidón |
| **Peso** | 1 l | 5 l | 12 kg | 5 l | 10 l | 20 l | 10 kg | 1 kg | 3 kg | 10 kg | 3 kg | 5 l | 10 l | 12 kg | 1 l | 5 l | 10 l |
| **Ref.** | **148606** | **148600** | **148601** | **148602** | **148603** | **148615** | **148616** | **148607** | **148619** | **148620** | **148621** | **148622** | **148623** | **148625** | **148627** | **148629B** | **148630B** |
| **€** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB