Detergentes y limpiadores RBS

Gama de productos de limpieza para diversos usos.

- Disponible en diferentes rangos de pH
- Disponible con o sin fosfato

Detergentes líquidos para limpieza manual, ultrasónica o por inmersión

- T 141: limpiador detergente multiusos alcalino
- T 105: detergente alcalino
- T 115: detergente alcalino sin fosfato
- T 120: detergente alcalino sin fosfatos ni cloruros
- T 230: detergente neutro
- T 305: detergente ácido a base de ácido fosfórico
- T 310: detergente ácido sin ácido fosfórico
- T 342: limpiador desoxidante a base de ácido nítrico

Detergentes líquidos para lavadoras automáticas

- 50: detergente alcalino
- A 260: detergente Neutro
- B 136: detergente Ácido a base de ácido fosfórico

Detergentes en polvo para lavadora automática

- SOLID : detergente alcalino
- SOLID pF : detergente alcalino sin fosfato

Neutralizadores ácidos para lavadora automática

- A 375 : Neutralizador ácido sin fosfato
- NA 2 : Neutralizador ácido a base de ácido fosfórico
- Se utilizan conjuntamente con detergentes alcalinos

Agente de limpieza y de descontaminación radioactiva

- IND 470: limpia y descontamina, sin halógenos



711666



711669



711670



711687

	T 105	T 115	T 120	T 230	T 305	T 310	T 141	50	A 260	B 136	SOLID	A 375	NA 2	IND 470
Uso														
Máquina automática								·	·	·	·	·	·	
Manual o por inmersión	·	·	·	·	·	·	·							·
Para baños de ultrasonidos	·	·	·	·	·	·	·							
Aplicaciones														
Vidrio	·	·	·				·	·			·	·	·	
Acero inoxidable, plástico, porcelana	·	·	·				·	·				·	·	
Materiales sensibles (Al, Zn y aleaciones)				·			·		·					
Desincrustante, desoxidante Ideal para jaulas de animales					·	·				·				
Neutralizador ácido												·	·	
Descontaminación radioactiva														·
Estado físico														
Líquido	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	·
Polvo											·			
pH	Alcalino	Alcalino	Alcalino	Neutro	Ácido	Ácido	Alcalino	Alcalino	Neutro	Ácido	Alcalino	Ácido	Ácido	Alcalino
Composición														
Sin fosfatos		·	·			·						·		
Sin cloruro			·											
A base de ácido fosfórico					·					·			·	
Envase	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l	2 x 4,5 kg	4 x 5 l	4 x 5 l	4 x 5 l
Ref.	711668	711666	711669	711670	711671	711672	711688	711673	711686	711676	711687	711679	711680	711681
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Envase	5 l	-	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	5 l	4,5 kg	5 l	5 l	5 l
Ref.	711668A	-	711669A	711670A	711671A	711672A	711688A	711673A	711686A	711676A	711687A	711679A	711680A	711681A
€	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

