Neutralizante Anios RN



Enjuague y neutralizante para lavavajillas.
Neutralización de los residuos alcalinos que provienen de los agentes detergentes y del agua durante el ciclo de lavado en maquina automática de los dispositivos e instrumentos medico-quirúrgicos.

- Adecuado para ciclos cortos de lavado de cubetas
- Efecto acomplejante de los minerales
- Trazable por conductividad (1,77 mS/cm)
- Formulado a base de ácido fosfórico (pH 2,5)
- Modo de empleo: : dilución entre 0,1 y 0,5 % (1 a 5 ml/l) ; aclarado con agua en fin de ciclo

Ref.	Descripción	€
059941A	ANIOS RN - Bidón 5 l	**NC -**
059942	ANIOS RN - Bidón 10 l	**NC -**

Detergente específico para el vidrio Lancer LLL



- Utilizable en lavado por máquina hasta 95 °C
- Aplicable a todo tipo de material de vidrio : laboratorio, alimentación, biberones
- A base de hidróxido de sodio, no agresivo para el entorno en uso normal
- En bidón de 10 litros

NUEVA FORMULA :
- Sin fosfatos
- No tóxico

Ref.	Descripción	€
331700B	Detergente líquido LLL 10 litros	**NC -**

Neutralizante líquido Lancer NLL



- Solución de aclarado específica para material de vidrio, permite obtener pH neutro tras el lavado
- Aplicable a todo tipo de material de vidrio: de laboratorio, alimentaria y biberones
- A base de ácido acético, no agresivo para el medio ambiente en uso normal
- En bidón de 10 litros

Ref.	Descripción	€
331701	Neutralizante líquido NLL 10 litros	**NC -**

Broxal® classic sal regeneradora



- Sal compactada para el ablandamiento del agua de los lavavajillas
- Utilizable en todo tipo de lavavajillas

Ref.	Descripción	€
155006	Sal regeneradora Broxal gruesa para la vajilla 2 kg	**NC -**

Sal regeneradora Lancer



Sal blanca de muy alta pureza, sin insolubles que provoquen el bloqueo del ablandamiento. El envase por kilo corresponde exactamente a la cantidad necesaria para rellenar un bote de sal (evitando así las dosis aleatorias). El envasado por unidad permite conservar la granulometría para facilitar su disolución durante un ciclo (sin riesgo de aglomeración).

- Permite una manipulación más fácil (asa incorporada, más fácil de almacenar) y la reducción del envase (norma ISO 14001)

Ref.	Descripción	€
331705B	Sal regeneradora - 2 kg	**NC -**

Sal regenerante para lavavajillas automáticas



Suaviza el agua utilizada para el lavado, permitiendo una limpieza sin marcas.

- Cloruro de sodio
- En granulados blancos con un olor neutro

Ref.	Descripción	€
711667	Sal regenerante, cubo de 5 l	**NC -**

Sal regeneradora NEOSEL



Cloruro de sodio de recristalización obtenido por evaporación en vacío y comprimido mecánicamente. Está especialmente elaborado con el fin de obtener una salmuera de alta pureza

Ref.	Descripción	€
148608	Sal regeneradora NEOSEL - cubo de 5 kg	**NC -**