Soluciones de limpieza Tickopur y Stammopur

- Aumentar la cavitación
- Limpieza de manera intensa sin componentes clorados
- Puede utilizarse con frío o con calor

Visiten nuestras WEB



Gamme	Tickopur						Stammopur
Descripción	TR 3	R 27	R 30	R 33	RW 77	J 80 U	24
Detergente	Especial	Especial	Neutro	Universal	Amoniacal	Anti-oxidante / Anti-corrosión	Desinfectante, limpiador
Tipo	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Concentrado	Listo para usar	Concentrado
Propiedades	Ácido débil, pH 3 a 1%	Ácido, pH 1,9 a 1%	Neutro, pH 7	Alcalino, pH 9,9 a 1%	Alcalino, pH 9,9 a 1%	Ácido, pH 2	Alcalino, pH 9,4 a 1%
Dosificación	1 a 5 %	1 a 5 %	1 a 5 %	1 a 5 %	5 a 10 %		1 a 2 %
Observaciones	A base de ácido nítrico, sin fosfatos	Bactericida, alguicida, fungicida	-	-	-	Utilización en vasos de vidrio/plástico	-
Recomendados para los siguientes materiales	Acero, acero inoxidable Metales no ferrosos Metales preciosos o ligeros Vidrio Plásticos	Acero, metales Vidrio Cerámica Plásticos	Acero Metales no ferrosos Aluminio Vidrio Goma Compuestos ópticos, tamices	Metales Vidrio Cerámica Plásticos Goma	Acero, acero inoxidable Metales no ferrosos Vidrio Compuestos ópticos, tamices Plásticos	Metales no ferrosos Aluminio Cobre Óptica de microscopio electrónico Plásticos	Altamente compatible
Eliminan	Residuos minerales Corrosión Grasa Aceite Ceras Pigmentos Residuos de molienda y de pulido	Óxido Sarro Residuos minerales Silicatos Fosfatos Cemento Trazas de orina	Grasa Aceite Polvo Proteínas Ceras Películas de silicona	Grasa Aceite Residuos de tinta Proteínas Ceras Películas de silicona	Grasa Aceite Ceras Películas de silicona Lubricantes Residuos de molienda y de pulido	Capas de óxido Capas de sulfato	Bacterias Tuberculosis Levaduras Virus (BVDV, HBV, HCV, HIV) Anti-corrosión
Ref. - 1 litro	**780143**	**780146**	**780149**	**780152**	**780155**	**780158**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**
Ref. - 2 litros	**780144**	**780147**	**780150**	**780153**	**780156**	**780159**	**780161**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. - 5 litros	**780145**	**780148**	**780151**	**780154**	**780157**	**780160**	**780162**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. - 25 litros	-	-	-	-	-	-	**780163**
€	-	-	-	-	-	-	**NC -**

Detergentes 7X



- Adecuado para el mantenimiento del material destinado al cultivo celular
- No tóxicas
- Seguro para las tareas de limpieza más delicadas
- Apto para su uso en máquinas y baños de ultrasonidos

Ref.	Descripción	Bidón de	Unid./ caja	€/ caja
150115	Detergente 7X	3,8 litros	4	**NC -**
150117	Detergente 7X O-Matic	4 litros	4	**NC -**

Detergente L-900 para plásticos



Detergente líquido para la limpieza de plásticos con pH neutro.
Utilizar a una concentración del 5%.

Ref.	Descripción	€
029301	Detergente líquido L-900 (bidón de 4 litros)	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB