Incubator-Clean™



Desinfectante en solución para las incubadoras, los elementos estériles en cultivo de células y en laboratorio de biología molecular.
Evita la contaminación y el crecimiento de los hongos y esporas, levaduras, bacterias y esporas, micoplasmas y virus (incluido VIH y Hepatitis B).

- Principio activo: cuaternario de bencilamonio
- No tóxico y biodegradable
- Compatible con la mayoría de las superficies de trabajo: aluminio, cromo, acero niquelado, policarbonato, etc
- Estabilidad: mínimo 3 años
- Recomendaciones de uso :
  - incubadores: Pulverizar con el dosificador en los incubadores cada 15 días
  - seca sin dejar residuo, por lo que no es necesario aclarar
  - Mesas de trabajo estériles: utilizar antes de cada manipulación

Ref.	Descripción	€
670931	Incubator Clean, spray de 500 ml	NC -

Incuwater-Clean™



Desinfectante a utilizar en las bandejas de agua de los incubadores.

- No tóxico, no volátil
- No daña el acero inox. o las bandejas de cobre de los incubadores de CO2
- Condiciones de uso: añadir 50 ml de Incuwater-Clean al depósito de agua con agua estéril - repetir cada dos semanas

Ref.	Descripción	€
670934	Incuwater Clean 100 ml	NC -

Desinfectante para baño maría Aquabator-Clean



- Bactericida
- Dosificación: 10 ml por litro de baño
- Estabilidad : 100 °C
- Duración de la eficacia : de 1 a 2 semanas
- Cambiar el agua cada 4 ó 6 semanas
- Biodegradable

Ref.	Descripción	€
670935	Desinfectante Aquabator-Clean frasco 250 ml	NC -

Desinfectante para baño maría Rea-Stabil



- Bactericida
- Compuestos: Biguamida tensioactivos y colorantes
- Coloración : Azul
- Dosificación: 1 ml por litro de baño
- Estabilidad : 70 °C
- Duración de la eficacia : 2 a 3 meses
- Biodegradable, no tóxico

Ref.	Descripción	€
074022	Desinfectante Rea-Stabil frasco 200 ml	NC -

Desinfectante para baño maría Aquanet



- Bactericida
- Compuestos: Cloruro de didecildimetilamonio, cloruro de benzalconio
- Coloración : azul
- Dosificación: 33 ml por litro de baño
- Estabilidad : 135 °C
- Duración de la eficacia : 2 meses

Ref.	Descripción	€
063103	Desinfectante Aquanet frasco 100 ml	NC -
063104	Desinfectante Aquanet frasco 1 l	NC -

