Mesas de trabajo de acero inoxidable

Mesas de acero inoxidable con bordes redondeados. Higiene garantizada y fácil de limpiar.

- Montaje rápido sin herramientas
- Altura : 900 mm
- Banda adelante y respaldo detrás redondeados
- Travesaño en tubo de acero inoxidable, diámetro 45 mm
- Travesaños equipados de cilindros hidráulicos y embudos antideslizantes
- Travesaños en retirada de 65 mm en la mesa con respaldo y de 55 mm en la mesa central
- Comodidad acústica, plan de trabajo insonorizado

Astucia

Diferentes longitudes y otras dimensiones previa solicitud


Mesa sin respaldo


Mesa con respaldo

Mesas centrales de acero inoxidable - profundidad : 600 mm

	Mesa sin respaldo		Mesa con respaldo	
Dim. : p x L (mm)	Ref.	€	Ref.	€
600 x 600	**909826**	**NC -**	**909831**	**NC -**
600 x 1000	**909827**	**NC -**	**909832**	**NC -**
600 x 1200	**909828**	**NC -**	**909833**	**NC -**
600 x 1400	**909829**	**NC -**	**909834**	**NC -**
600 x 1500	**909830**	**NC -**	**909835**	**NC -**

Mesas centrales de acero inoxidable - profundidad : 700 mm

	Mesa sin respaldo		Mesa con respaldo	
Dim. : p x L (mm)	Ref.	€	Ref.	€
700 x 700	**909836**	**NC -**	**909841**	**NC -**
700 x 1000	**909837**	**NC -**	**909842**	**NC -**
700 x 1200	**909838**	**NC -**	**909843**	**NC -**
700 x 1400	**909839**	**NC -**	**909844**	**NC -**
700 x 1500	**909840**	**NC -**	**909845**	**NC -**

Muebles y armarios de laboratorio

Muebles móviles

- Muebles con puertas y/o cajones
- Páneles de melamina blanca hidrófuga de 19 mm, grosor 16 mm
- 4 ruedas giratorias de las cuales 2 equipadas con frenos autobloqueantes
- Puertas montadas sobre bisagras invisibles abertura 110°
- Mueble de 1 puerta con 1 nivel de estante ajustable
- Suministrados montados, cerraduras en opción

Muebles con puertas

Ref.	Dimensiones L x p x Al (mm) (ruedas incluidas)	Composición	€
922200	500 x 470 x 720	1 puerta y 1 estante	**NC -**
922201	1000 x 470 x 720	2 puertas y 1 estante	**NC -**

Opciones cerradura

Ref.	Descripción	€
922209	Cerradura * / **	**NC -**
922238	Pack mueble montaje cerradura	**NC -**

* Montaje cerradura obligatoria
** Para mueble 2 puertas : 2 x 922209 y 1 x 922238 por mueble

Muebles con cajones

Ref.	Dimensiones L x p x Al (mm) (ruedas incluidas)	Composición	€
922202	500 x 470 x 720	4 cajones	**NC -**

Opciones cerradura

Ref.	Descripción	€
922209	Cerradura* / **	**NC -**
922238	Pack mueble montaje cerradura	**NC -**

* Montaje cerradura obligatoria
** Para mueble 4cajones : 4 x 922209 y 1 x 922238 por mueble

Muebles con puerta y cajones

Ref.	Dimensiones L x p x Al (mm)(ruedas incluidas)	Composición	€
922203	1000 x 470 x 720	1 puerta y 4 cajones	**NC -**
922204	500 x 470 x 720	1 puerta , 1 estante y 1 cajón	**NC -**

Opciones cerradura

Ref.	Descripción	€
922209	Cerradura* / **	**NC -**
922238	Pack mueble montaje cerradura	**NC -**

* Montaje cerradura obligatoria
** Para mueble con cajones y puerta : 1 x 9222209 por puerta y por cajón y 1 x 922238 por mueble

Muebles bajo mesa o fregadero

Ref.	Dimensiones L x p x Al (mm) (ruedas incluidas)	Composición	€
922206	1000 x 470 x 720	1 puerta y 1 estante	**NC -**
922207	500 x 470 x 720	2 puertas y 1 estante	**NC -**



Entregados montados. Listo para usar.

Muebles suspendidos

- Páneles de melamina blanca hidrófuga de 19 mm, grosor 16 mm
- Puertas ciegas batientes o puertas cristal corredizas
- Equipados de un estante para modelo 1 puerta, y 2 estantes para modelo 2 puertas
- Separación central para mueble 2 puertas
- Entregados montados.

Dimensiones L x p x Al (mm)	Puertas ciegas	Puertas vidrio	Composición	Ref.	€
500 x 350 x 700	Sí	-	1 puerta y 1 estante	**922210**	**NC -**
500 x 350 x 700	-	Sí	1 puerta y 1 estante	**922236**	**NC -**
1000 x 350 x 700	Sí	-	2 puertas y 2 estantes	**922211**	**NC -**
1000 x 350 x 700	-	Sí	2 puertas y 2 estantes	**922237**	**NC -**

Armarios altos

- Páneles de melamina blanca hidrófuga de 19 mm, grosor 16 mm
- Puertas batientes
- Equipados de 4 estantes para modelo 1 puerta, y 2 x 4 estantes para modelo 2 puertas
- Separación central para mueble 2 puertas
- Travesaño con 4 cilindros de ajuste de nivelación
- Entregados montados.

Ref.	Dimensiones L x p x Al (mm)	Composición	€
922213	500 x 600 x 2000	1 puerta batiente y 4 estantes	**NC -**
922214	1000 x 600 x 2000	2 puertas batientes y 2 x 4 estantes (separación central)	**NC -**

Opciones armarios

Ref.	Descripción	€
922216	Bandeja adicional	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB