Sillas y taburetes de laboratorio ALSIT

GAMA DE POLIURETANO

- Revestimiento :
  - color negro
  - revestimiento de poliuretano (PU), espuma compacta inyectada alrededor de una estructura portante
  - resistente a impactos, cortes, proyección de chispas y a los disolventes habituales
- Conector: de gas, en tubo de acero cromado con amortiguador comprobado de acuerdo con la norma DIN 4550, altura ajustable
- Base: de acero cromado sobre ruedas ó patines, diámetro 54 cm



Taburetes

- Asiento : Ø 33 cm, grosor 5 cm
- De PU negro

Ref.	Base	Reposapiés	Altura de asiento (mm)	€
694068	5 patines	No	48 - 68	**NC -**
694268	5 patines	Sí	48 - 68	**NC -**
694069	5 ruedas	No	50 - 70	**NC -**
694269	5 ruedas	Sí	50 - 70	**NC -**

Sillas Técnicas

- Asiento : L x P (cm) = 46 x 42, curvado, con relieve antideslizante
- Respaldo : Al (cm) = 30, ajustable, asa de agarre y rótula articulada
- Reposapiés - circular de acero cromado de altura ajustable, Ø = 44 cm

Ref.	Descripción	Base	Altura del asiento (cm)	€
694000	Silla técnica PU negro	5 ruedas*	55 - 80	**NC -**
694070	Silla técnica PU negro	5 patines	53 - 78	**NC -**

* Ruedas Ø 5 cm con doble rodillo para suelos duros

GAMA BOEING - TEJIDO RECUBIERTO DE PVC

- Revestimiento :
  - lavable, tipo expandido Boeing (tejido recubierto de PVC)
  - clase de inflamabilidad M1 según normas DIN4102B2 y EN1021-1-2
  - acolchado de alta densidad, alta espuma de la resistencia: comodidad en el uso prolongado
- Conector: de gas, en tubo de acero cromado con amortiguador comprobado de acuerdo con la norma DIN 4550, altura ajustable
- Base: de acero cromado Ø 54 cm, sobre patines o ruedas Ø 5 cm
- Reposapiés circular de acero cromado de 44 cm de diámetro



694154 694157 694201 694167 694234 694260 694177

	Taburetes				Sillas Técnicas				Sillas Técnicas Silla ancha y respaldo reclinable			
Características	▮ Asiento : Ø 33 cm, grosor 4,5 cm ▮ Limpieza fácil : debajo de taburetes recubiertos por una hoja de vinilo estanco				▮ Asiento: anchura 44 cm, profundidad 40 cm ▮ Respaldo: altura 25 cm, altura ajustable, junta articulada				▮ Asiento: anchura 47 cm, profundidad 44 cm ▮ Respaldo: altura 33 cm, altura ajustable, contacto permanente (inclinación de respaldo ajustable)			
Base	5 patines		5 ruedas		5 patines		5 ruedas		5 patines		5 ruedas	
Altura de asiento (mm)	53 - 78		55 - 80		53 - 79		56 - 81		55 - 80		57 - 82	
Reposapiés	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Color												
Mandarina	**694046**	**694195**	**694152**	**694209**	**694038**	**694221**	**694164**	**694232**	**694078**	**694244**	**694176**	**694256**
Guijarro	**694047**	**694196**	**694153**	**694210**	**694005**	**694270**	**694165**	**694233**	**694079**	**694245**	**694177**	**694257**
Turquesa	**694048**	**694197**	**694154**	**694211**	**694039**	**694222**	**694166**	**694234**	**694080**	**694246**	**694178**	**694258**
Calabaza	**694049**	**694198**	**694155**	**694212**	**694040**	**694223**	**694167**	**694235**	**694081**	**694247**	**694179**	**694259**
Cobalto	**694050**	**694199**	**694156**	**694213**	**694002**	**694224**	**694168**	**694236**	**694082**	**694248**	**694180**	**694260**
Azul Egeo	**694051**	**694200**	**694157**	**694214**	**694041**	**694225**	**694169**	**694237**	**694083**	**694249**	**694181**	**694261**
Miel	**694052**	**694201**	**694158**	**694215**	**694042**	**694226**	**694170**	**694238**	**694084**	**694250**	**694182**	**694262**
Antracita	**694053**	**694202**	**694159**	**694216**	**694001**	**694227**	**694171**	**694239**	**694085**	**694251**	**694183**	**694263**
Negro	**694054**	**694203**	**694160**	**694217**	**694006**	**694228**	**694172**	**694240**	**694086**	**694252**	**694184**	**694264**
Rojo	**694055**	**694204**	**694161**	**694218**	**694007**	**694229**	**694173**	**694241**	**694087**	**694253**	**694185**	**694265**
Glicina	**694056**	**694206**	**694162**	**694219**	**694004**	**694230**	**694174**	**694242**	**694088**	**694254**	**694186**	**694266**
Fuschia	**694057**	**694207**	**694163**	**694220**	**694003**	**694231**	**694175**	**694243**	**694089**	**694255**	**694187**	**694267**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Ruedas para suelo duro, con frenos con cargos extra y con frenos sin cargos extra disponible, Consultar