Agitador magnético MR Hei-Mix S

heidolph
research made easy

Interfaz	Analógico
Capacidad de agitación (l)	5
Velocidad (rpm)	0 a 2200
Diámetro placa (mm)	104
Materiales de la placa	PVDF
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	140 x 126 x 80
Peso (kg)	1,1
Condiciones de uso	5 a 31 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**498703**
€	**NC -**



IP 21

Agitador magnético MixDrive 1 eco 2mag

2mag magnetic mixers

El agitador magnético de pequeño volumen más flexible, adecuado para su uso en baños maría, cámaras frigoríficas e incubadores

- Mantenimiento cero: accionamiento de la barra magnética por inducción
- Motor que no emite calor, la superficie permanece fría durante el uso
- Se suministra sin caja de control, se debe completar con un módulo de control
- Garantía: 3 años

Modelo	MIXdrive 1 eco	MIXdrive 1 Eco
Interfaz	Analógico (con MixControl eco)	
Capacidad de agitación (l)	3	
Velocidad (rpm)	120 - 1200	
Materiales de la placa	Acero inoxidable	
T °C admisible (plataforma)	+ 50 °C en el agua	+ 95 °C en el agua + 200 °C en el aire
Dim. L x An x Al (mm)	120 x 120 x 35	
Peso (kg)	1,5	
Condiciones de uso	- 10 a + 50 °C / 100 % HR	
Indice de protección	IP68	
Ref.	**699017**	**699018**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
699023	Módulo de control externo MixControl eco	**NC -**



IP 68 · CO_2 · GARANTÍA 3 AÑOS

Agitador magnético Mix 1 y Mix 1 eco 2mag

2mag magnetic mixers

Puede utilizarse en cámaras frigoríficas o incubadores.

- Mantenimiento cero: accionamiento de la barra magnética por inducción
- Motor que no emite calor, la superficie permanece fría durante el uso
- Garantía: 3 años

Modelo	MIX 1	MIX 1 eco
Interfaz	Digital	Analógico
Capacidad de agitación (l)	5	3
Velocidad (rpm)	100 - 2000	120 - 1400
Materiales de la placa	Acero inoxidable	
Dim. L x An x Al (mm)	180 x 230 x 38	120 x 120 x 35
Peso (kg)	3,8	1,7
Condiciones de uso	- 10 a + 50 °C / 100 % HR	
Indice de protección	IP64	
Ref.	**699009**	**699010**
€	**NC -**	**NC -**



IP 64 · GARANTÍA 3 AÑOS

Visiten nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB