Varillas magnéticas Asteroid



Ideal para grandes volúmenes, líquidos viscosos y recipientes con fondos irregulares.

- Imán de samario/cobalto para un alto par magnético
- De PTFE aprobado FDA, autoclavable
- Forma prismática con caras convexas
- Fuertes turbulencias

Modelo	Ref.	Dimensiones Ø x An (mm)	Peso (kg)	€
Asteroid 25	**699054**	14 x 25	0,02	**NC -**
Asteroid 40	**699035**	28 x 40	0,06	**NC -**
Asteroid 70	**699055**	39 x 70	0,3	**NC -**

Varillas magnéticas para soluciones viscosas



Ideal para las soluciones viscosas.

- Imán de samario/cobalto para un alto par magnético
- De PTFE aprobado FDA, USP clase VI, autoclavable
- El anillo de protección limita la fricción y mejora la eficacia
- Forma octogonal para fuertes turbulencias

Anchura x Ø (mm)	Ref.	€
13 x 9,5	**088867**	**NC -**
25,4 x 9,5	**088868**	**NC -**
51 x 9,5	**088869**	**NC -**
76 x 13	**088870**	**NC -**

Varillas magnéticas ultra robustas Komet



Ideal para soluciones viscosas y altas velocidades

- Imán de samario/cobalto para un alto par magnético
- De PTFE, autoclavable


Tipo	ø x L (mm)	Ref.	€
Komet 90	24 x 90	**078625**	**NC -**
Komet 50	21 x 50	**078626**	**NC -**
Komet 30	12 x 30	**078628**	**NC -**
Komet 15	9 x 15	**078627**	**NC -**
Komet 90 con anillo de protección	31 x 90	**078631**	**NC -**
Komet 50 con anillo de protección	26 x 50	**078630**	**NC -**
Komet 30 con anillo de protección	17 x 30	**078629**	**NC -**

Imán de asa



Permite retirar fácilmente la varilla sin sumergirse en el líquido

- Carcasa de poliestireno



Ref.	Descripción	€
085111	Asa imantada para extraer la varilla magnética	**NC -**

Varilla de recuperación



Varilla rígida con extremo magnético para extraer las varillas

- De PP económico o PTFE químicamente resistente

An x Ø (mm)	PP Ref.	PP €	PTFE Ref.	PTFE €
150 x 10	-	-	**085892**	**NC -**
250 x 10	-	-	**085893**	**NC -**
300 x 10	**085857**	**NC -**	-	-
350 x 10	**085894**	**NC -**	**095969**	**NC -**
450 x 10	**095971**	**NC -**	**095970**	**NC -**

Juego de varillas magnéticas







Ref.	N° total varillas	Tipos de varillas	Composición	€
085854	12	Octagonales con pivote	2 varillas de cada una de las siguientes dimensiones : An x Ø (mm) 12,7 x 8 ; 25 x 9,5 ; 38 x 9,5 ; 16 x 8 ; 51 x 9,5 ; 64 x 9,5	**NC -**
085119	6	Octagonales (sin caja de almacenamiento)	2 varillas de cada una de las siguientes dimensiones : An x Ø (mm) 25 x 8 ; 38 x 8 ; 51 x 8	**NC -**
085855	22	Cilíndricas con pivote extraíble	2 varillas de cada una de las siguientes dimensiones : An x Ø (mm) 12,7 x 9,5 ; 25 x 8 ; 51 x 9,5 ; 12,7 x 8 ; 19 x 8 ; 25 x 9,5 ; 38 x 8 ; 44 x 8 ; 51 x 8 ; + 1 varilla de cada una de las dimensiones siguientes : 32 x 8 ; 32 x 9,5 ; 38 x 9,5 ; 44 x 9,5	**NC -**
085120	6	Cilíndricas con pivote extraíble (sin caja de almacenamiento)	2 varillas de cada una de las dimensiones siguientes : An x Ø (mm) 28 x 8 ; 38 x 8 ; 51 x 8	**NC -**
085856	24	Octagonales con color	3 varillas (amarilla, roja y azul) de cada una de las dimensiones siguientes : An x Ø (mm) 12,7 x 3 ; 16 x 8 ; 22 x 8 ;12,7 x 8 ; 25 x 8 ;38 x 8 ; 51 x 8 ; 76 x 12,7	**NC -**
045843	18	Cilíndricas lisas	2 varillas de cada una de las dimensiones siguientes : An x Ø (mm) 10 x 6 ; 15 x 6 ; 20 x 7 ; 25 x 8 ; 30 x 8 ; 40 x 8 ; 50 x 8 ; 60 x 10 ; 80 x 10	**NC -**
095962	12	Ovoides	2 varillas de cada una de las dimensiones siguientes An x Ø (mm) : 10 x 5 ; 15 x 6 ; 25 x 10 ; 30 x 10 ; 35 x 13 ; 50 x 17 ; 70 x 27	**NC -**
095963	18	Con banda lateral	2 varillas de cada una de las dimensiones siguientes An x Ø (mm) : 10 x 6 ; 15 x 6 ; 20 x 7 ; 25 x 8 ; 30 x 7 ; 40 x 8 ; 50 x 8 ; 60 x 7 ; 80 x 10	**NC -**
095964	12	Formato mini	3 varillas (amarilla, roja y azul) de cada una de las dimensiones siguientes An x Ø (mm) : 8 x 1,5 ; 5 x 2 ; 7 x 2 ; 10 x 3	**NC -**
085121	6	Formato mini (sin caja de almacenamiento)	2 varillas de cada una de las dimensiones siguientes : An x Ø (mm) : 8 x 1,5 ; 7 x 2 ; 10 x 3	**NC -**
095966	14	Octogonales y lisas	2 varillas de cada una de las dimensiones siguientes An x Ø (mm) : Octogonales : 13 x 8 ; 15 x 8 ; 25 x 10 ; 38 x 10 ; 51 x 10 ; Lisas : 7 x 2 ; 10 x 3	**NC -**
085122	6	De color (sin caja de almacenamiento)	2 varillas de 25 x 7 mm en cada uno de los siguientes colores: Amarillo, rojo y azul	**NC -**