Agitadores vortex Reax Top y Reax Control

heidolph research made easy

- Espacio para varilla de soporte

Agitador vortex Reax Control :

- Control electrónico de la velocidad para una mayor precisión incluso en el rango bajo

Modelo	Reax Top	Reax Control
Interfaz	Analógico	
Velocidad (rpm)	100 - 2500	0 - 2500
Órbita (mm)	5	
Modo de uso	Manual o continuo	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	134 x 172 x 105	
Peso (kg)	2,8	
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP22	
Ref.	498601	498604
€	NC -	NC -



498604

IP 22

GARANTÍA 3 AÑOS

Accesorios

Ref.	Descripción	€
498602	Soporte para frascos de hasta 50 ml	NC -
498603	Soporte de espuma para 10 microtubos 1,5/2 ml	NC -
498651	Varilla para tubo con pinza, 210 mm	NC -

Agitador vortex Genius 3 IKA

IKA

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	0 - 2500
Órbita (mm)	4
Modo de uso	Manual o continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	127 x 136 x 149
Peso (kg)	4,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	3340000
€	NC -



IP 21

Accesorios

Ref.	Descripción	€
250320	Soporte Ø 88 mm para viales	NC -
3342400	Soporte universal para insertos	NC -
3344300	Cojín de espuma para 54 microtubos 1,5/2 ml *	NC -
250321	Inserto espuma para 18 tubos Ø 10 mm *	NC -
250322	Inserto espuma para 12 tubos Ø 12 mm *	NC -
250323	Inserto espuma para 8 tubos Ø 16 mm *	NC -
250324	Inserto espuma para 8 tubos Ø 20 mm *	NC -
250325	Inserto espuma para 1 Erlenmeyer 100 a 250 ml *	NC -
3344400	Inserto espuma para 1 microplaca SBS *	NC -

* Sólo puede utilizarse con el soporte universal, no incluido (3342400).

Vortex LSE Corning®

CORNING

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	0 - 2850
Modo de uso	Manual o continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	140 x 160 x 130
Peso (kg)	2,2
Condiciones de uso	+4 a +65 °C / 80 % HR
Ref.	006776
€	NC -



Accesorios

Ref.	Descripción	€
00480101	Soporte de espuma 24 tubos 1,5/2ml, 24 tubos 0,5ml y 32 tubos 0,2ml	NC -
00480102	Soporte de espuma 1 microplaca, 64 tubos 0,2ml u 8 tiras PCR 8 tubos	NC -
00480103	Soporte de espuma 8 tubos 15 y 8 tubos 12/13mm	NC -
00480104	Soporte de espuma 6 tubos 50ml	NC -
00480105	Soporte de espuma 12 tubos 1,5/2ml (horizontal)	NC -
00480106	Soporte de espuma 4 tubos 15ml (horizontal)	NC -
00480107	Soporte de espuma 2 tubos 50ml (horizontal)	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB