Agitadores vortex MS3 IKA

IKA



- Detección del tipo de soporte para determinar la velocidad máxima

MS3 Control :
- Puerto USB para el control remoto del dispositivo

Modelo	MS3 Basic	MS3 Digital	MS3 Control
Interfaz	Analógico	Digital	
Velocidad (rpm)	0 - 3000		100 - 3000
Órbita (mm)	4,5		
Modo de uso	Manual o continuo	Manual, continuo o temporizador	
Temporizador	-	1s a 999 min	1 s a 3599 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	148 x 205 x 63		
Peso (kg)	2,9		3,16
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP21		
Ref.	250158	250134	260591
€	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
3426600	Soporte universal para insertos de espuma	NC -
250084*	Cojín de espuma para 14 tubos Ø 8 mm	NC -
250083*	Cojín de espuma para 6 tubos Ø 10 mm	NC -
250082*	Cojín de espuma para 4 tubos Ø 15 mm	NC -
250081*	Cojín de espuma maciza para recortar	NC -
3426400	Soporte para 1 microplaca	NC -
250440**	Inserto para placa PCR de 96 pocillos o 96 tubos de 0,2 ml	NC -

* Sólo se puede utilizar con el soporte 3426600, no incluido.
** Sólo se puede utilizar con el soporte 250440, no incluido.

Agitador vortex digital

thermo scientific



Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	200 - 3000
Órbita (mm)	4
Modo de uso	Manual, continuo o temporizador
Temporizador	1s a 99 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	205 x 151 x 131
Peso (kg)	6,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 85 % HR
Indice de protección	IP32
Ref.	229203
€	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Velocidad máx	€
229224	Soporte Ø 80 mm para viales	3000	NC -
229225	Soporte 1 microplaca	1200	NC -
229226	Soporte de espuma para 19 tubos Ø 10 mm	2000	NC -
229227	Soporte de espuma para 13 tubos Ø 12 mm	1800	NC -
229228	Soporte de espuma para 12 tubos Ø 15 mm	1000	NC -
229229	Soporte de espuma para 7 tubos Ø 20 mm	1000	NC -
229230	Soporte de espuma para 4 tubos Ø 26 mm	900	NC -

Vortex mixer VX-200



Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	0 - 2850
Modo de uso	Manual o continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	140 x 160 x 130
Peso (kg)	2,2
Condiciones de uso	+4 a +65 °C / 80 % HR
Ref.	096596
€	NC -

Accesorios

Ref.	Compatibilidad	€
096598	Soporte de espuma 24 tubos 1,5/2ml, 24 tubos 0,5ml y 32 tubos 0,2ml	NC -
096599	Soporte de espuma 1 microplaca, 64 tubos 0,2ml u 8 tiras PCR 8 tubos	NC -
096600	Soporte de espuma 8 tubos 15 y 8 tubos 12/13mm	NC -
096601	Soporte de espuma 6 tubos 50ml	NC -
096602	Soporte de espuma 12 tubos 1,5/2ml (horizontal)	NC -
096603	Soporte de espuma 4 tubos 15ml (horizontal)	NC -
096604	Soporte de espuma 2 tubos 50ml (horizontal)	NC -