Agitador vortex de velocidad variable Ohaus

- Incluye cabezal para tubos y cabezal de 76 mm para viales

Modelo VXMNPS:

- Función Pulse para homogeneización con bolas de vidrio
- Incluye gradilla de acero inox. para 12 microtubos

Modelo	VXMNAL	VXMNDG	VXMNPS
Interfaz	Analógico	Digital	Digital
Velocidad (rpm)	500 - 2500	300 - 2500	500 - 2500
Órbita (mm)	4,9		2,5
Modo de uso	Manual o continuo	Manual, continuo o temporizador	
Temporizador	-	1 s a 9999 min	
Dimensiones (an x f x al) (mm)	210 x 165 x 123		
Peso (kg)	4,4		
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 85 % HR		
Ref.	192142	192143	192144
€	NC -	NC -	NC -



192142



192144

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
192330	Soporte para gradillas de espuma	1	NC -
192314*	Cojín de espuma para 24 microtubos 1,5/2 ml y 24 microtubos 0,2/0,5 ml	2	NC -
192312*	Cojín de espuma para 16 tubos Ø 14-16 mm	2	NC -
192313*	Cojín de espuma para 13 tubos Ø 20-25 mm	2	NC -
192315*	Cojín de espuma para microplacas	2	NC -

* Sólo puede utilizarse con el soporte adecuado, no incluido.

Agitadores vortex Velp

Gama completa con modelos de infrarrojos para reducir el riesgo de TMS.

- 3 años de garantía

Modelos con sensores de infrarrojos :

- El modo manual con detección por infrarrojos activa la agitación sin presión y reduce el riesgo de TMS

Modelo	Classic	Wizard	ZX3	ZX4	TX4
Interfaz	Analógico				Digital
Velocidad (rpm)	0 - 3000				
Órbita (mm)	4,5				
Modo de uso	Manual o continuo				Manual, continuo o temporizador
Sensor de infrarrojos	-	Sí	-	Sí	
Temporizador	-	-	-	-	1 s a 999 min
Dimensiones (an x p x al) (mm)	180 x 220 x 70		150 x 130 x 165		
Peso (kg)	2,2		2,7		
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR				
Indice de protección	IP42				
Ref.	399005	399006	399045	399639	399057
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



399005



399006



399045



399639



399057

Según el modelo

Accesorios

Ref.	Descripción	€
399007	Soporte de espuma para 19 microtubos 1,5/2 ml	NC -
399008	Soporte de espuma personalizable	NC -
399009	Soporte para 5 tubos de ensayo Ø 16 mm	NC -
399010	Soporte de espuma para 1 microplaca	NC -
399011	Soporte de espuma Ø 50 mm para viales	NC -
399013	Soporte para 4 tubos Ø 29 mm	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB