Agitadores vortex para uso continuo Ohaus

Incluye un soporte monotubo, soporte universal, tapa y un cojín de espuma para 38 microtubos de 1,5 a 2 ml

Modelo	VXHDAL	VXHDDG
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	300 - 3500	
Órbita (mm)	4,9	
Modo de uso	Manual o continuo	Manual, continuo o temporizador
Temporizador	-	1s a 160h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	241 x 468 x 160	
Peso (kg)	6,7	
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 85 % HR	
Ref.	**192146**	**192145**
€	**NC -**	**NC -**



192145

Accesorios

Ref.	Descripción	€
192299	Cojín de espuma para 52 microtubos de 0,5 ml	**NC -**
192300	Cojín de espuma para 38 microtubos 1,5/2ml	**NC -**
192303	Cojín de espuma para 34 tubos Ø 12-13 mm	**NC -**
192304	Cojín de espuma para 20 tubos 15ml Ø 15-18mm	**NC -**
192305	Cojín de espuma para 18 tubos Ø 19-21 mm	**NC -**
192306	Cojín de espuma para 13 tubos Ø 22-25 mm	**NC -**
192307	Cojín de espuma para 4 tubos 50ml Ø 26-29mm	**NC -**
192298	Soporte para 1 microplaca formato SBS	**NC -**
192296	Soporte para 2 microplacas formato SBS	**NC -**
192297	Soporte para 4 microplacas formato SBS	**NC -**

Agitador Vortex Multi Reax

Se suministra con un carrusel para 26 tubos de 10 a 16 mm y un carrusel para 12 tubos de 16 a 32 mm

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	150 - 2000
Órbita (mm)	3
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1s a 999 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	270 x 410 x 272
Peso (kg)	9,8
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP30
Ref.	**498644**
€	**NC -**



Agitador IKA VXR basic Vibrax®

Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma o un soporte universal

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	0 - 2200
Órbita (mm)	4
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	157 x 130 x 247
Peso (kg)	6,1
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Ref.	**250136**
€	**NC -**



250136

Accesorios

Ref.	Descripción	€
250318	Plataforma 130 x 130 mm para 1 frasco de hasta 250 ml	**NC -**
250319	Plataforma 410 x 210 mm para placas de Petri y frascos de cultivo	**NC -**
250555	Plataforma universal de rodillos para 2 viales de hasta 500 ml	**NC -**
250584	Gradilla para 64 microtubos 1,5/2 ml	**NC -**
250211	Soporte universal para insertos	**NC -**
250315	Cojín de espuma para 70 microtubos 1,5/2ml	**NC -**
250212	Cojín de espuma para 41 tubos Ø 12 mm	**NC -**
250316	Cojín de espuma para 32 tubos Ø 16 mm	**NC -**
250317	Cojín de espuma para 18 tubos Ø 20 mm	**NC -**



250318



250212

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB