Agitador vortex MPS-1 Grant-bio

- Silencioso: nivel de ruido inferior a 50 dB
- 2 años de garantía



Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	300 - 3200
Órbita (mm)	3
Capacidad estándar	1 microplaca SBS
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1 a 60 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	225 x 215 x 150
Peso (kg)	5,1
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 80 % HR
Ref.	**144813**
€	**NC -**
Pack completo (vórtex + 4 gradillas)	**144814**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
144815	Soporte para 24 microtubos 1,5/2 ml	**NC -**
144816	Adaptador para 32 microtubos 0,5 ml	**NC -**
144817	Adaptador para 24 microtubos 0,5 ml y 48 microtubos 0,2 ml ó 6 tiras PCR	**NC -**
144818	Adaptador para 96 microtubos de 0,2 ml o 1 placa PCR semi-faldón o sin faldón	**NC -**

Agitador vórtex para microplacas



IP 21

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	0 - 1500
Órbita (mm)	4,5
Capacidad estándar	1 microplaca SBS
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	260 x 150 x 80
Peso (kg)	3
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**861013B**
€	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
861025	Bandeja para 2 microplacas	**NC -**

Mezclador vórtex de uso continuo IKA Matrix



IP 21

Modelo	Orbital Matrix
Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	300 - 3000
Órbita (mm)	3
Capacidad estándar	1 microplaca SBS o 1 placa Deepwell
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1s a 6000 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	200 x 120 x 320
Peso (kg)	7,2
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**260644**
€	**NC -**

Bloques

Ref.	Descripción	€
260663	24 microtubos 0,5 ml	**NC -**
260664	24 microtubos 1,5 ml ó 2,0 ml	**NC -**
260665	1 placa PCR 96 pocillos ó 96 tubos 0,2 ml	**NC -**