## Agitadores vórtex para microplacas ClearLine®




2 años de garantía

| | |
|---|---|
| Interfaz | Digital |
| Velocidad (rpm) | 200 - 1500 |
| Órbita (mm) | 3 |
| Capacidad estándar | 4 microplacas SBS |
| Modo de uso | Temporizador o continuo |
| Temporizador / programación | 1min a 99h |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 333 x 298 x 120 |
| Peso (kg) | 5,5 |
| Condiciones de uso | 4 a +65 °C |
| Ref. | 060976CL |
| € | NC - |

### Accesorios

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 062874 | Adaptador para 20 microtubos 1,5 ó 2,0 ml | NC - |
| 062875 | Adaptador para 20 microtubos 0,5 ml | NC - |

## Agitadores vórtex para microplacas Genie™



Función Pulse para agitar muestras difíciles

Agitador vórtex Multi-Microplacas Genie Digital :

Bandeja apilable adicional opcional para una capacidad total de 8 microplacas

| Modelo | Microplate Genie™ digital |
|---|---|
| Interfaz | Digital |
| Velocidad (rpm) | 500 - 3000 |
| Órbita (mm) | 1 |
| Capacidad estándar | 1 microplaca SBS |
| Modo de uso | Continuo o con temporizador |
| Temporizador | 0,1 s a 99 min |
| Dimensiones (an x p x al) (mm) | 165 x 165 x 165 |
| Peso (kg) | 2,75 |
| Condiciones de uso | 0 a +38 °C / 95 % HR |
| Ref. | 079128 |
| € | NC - |

### Accesorios

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 079069 | Bandeja apilable 4 microplacas para agitador multimicroplaca | NC - |
| 079118 | Kit para placas PCR semi-faldón o sin faldón | NC - |

## Agitadores vórtex para microplacas ELED




| | |
|---|---|
| Interfaz | Digital |
| Velocidad (rpm) | 150 - 1200 |
| Órbita (mm) | 2,5 |
| Capacidad estándar | 4 microplacas |
| Modo de uso | Temporizador o continuo |
| Temporizador / programación | Hasta 99h 59 min |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 383 x 260 x 145 |
| Peso (kg) | 12,8 |
| Condiciones de uso | 5 a +40 °C / 80 % HR |
| Ref. | 229201 |
| € | NC - |

### Accesorios

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 229129 | Plataforma para 6 microplacas | NC - |
| 229220 | Adaptador para 50 microtubos 1,5 ml | NC - |
| 229221 | Adaptador para 40 tubos de centrífuga 15 ml | NC - |
| 229222 | Adaptador para 21 tubos de centrífuga 50 ml | NC - |