Agitador vortex con plataforma Ohaus

- Aumento gradual de la velocidad de agitación
- Compatible con entornos ricos en CO2
- Se suministra con plataforma antideslizante



Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	100 - 1200
Órbita (mm)	3
Dimensiones plataforma(mm)	299 x 222
Carga máxima (kg)	3,6
Modo de uso	Temporizador o continuo
Temporizador / programación	1s - 160h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	413 x 254 x 102
Peso (kg)	10,9
Condiciones de uso	-10 a +60 °C / 80 % HR
Ref.	**192111**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
192225	Plataforma 218 x 297 mm con 2 rodillos	**NC -**
192218	Gradilla para 70 microtubos 1,5 ó 2,0 ml	**NC -**
192219	Gradilla para 63 tubos Ø 10-13 mm	**NC -**
192223	Gradilla para 35 tubos de centrífuga 15 ml	**NC -**
192224	Gradilla para 12 tubos de centrífuga 50 ml	**NC -**
192189	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
192190	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
192191	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
192192	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
192200	Pinza de acero inox. para botella de 500 ml	**NC -**

Agitadores vórtex de plataforma Multi Vortex Genie y Vortex Genie Max



Según el modelo

- Cuerpo de zinc pintado

Agitador Multi Vortex Genie

- Inlcuye plataforma de rodillos y 2 gradillas para 12 tubos de hasta Ø 29 mm

Agitador Vortex Genie Max


- Función de marcha atrás automática con control de aceleración
- Función pulse para la mezcla por intervalos
- Incluye plataforma de rodillos

Modelo	Multi Vortex Genie	Vortex Genie Max
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	200 - 950	500 - 2000
Órbita (mm)	4	2,5
Dimensiones plataforma (mm)	240 x 280	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1 a 99 min	1 min a 99h 59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	310 x 270 x 195	
Peso (kg)	11,3	10,4
Condiciones de uso	0 a 38 °C / 95 % HR	
Ref.	**079144**	**497005**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios Vortex Genie Max

Ref.	Descripción	€
079145	Rack para 10 tubos hasta Ø 29 mm	**NC -**
079146	Juego de 2 gradillas para 10 tubos de hasta Ø 29 mm	**NC -**
079147	Cojín de espuma para 2 microplacas	**NC -**
079148	Juego de 2 insertos de espuma para 2 microplacas	**NC -**

Agitador orbital LSE



- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	100 - 1200
Órbita (mm)	3
Carga máxima (kg)	2
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	0 a 99 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	262 x 337 x 130
Peso (kg)	7,3
Condiciones de uso	+4 a +65 °C / 85 % HR
Ref.	**006710**
€	**NC -**

Plataformas

Ref.	Descripción	€
0048010	Plataforma para 4 microplacas	**NC -**
0048011	Plataforma con alfombrilla antideslizante	**NC -**
0048012	Plataforma de rodillos para vidrio	**NC -**