Agitador vórtex de plataforma Vibramax 100

heidolph research made easy

Incluye alfombrilla antideslizante

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	150 x 1350
Órbita (mm)	3
Dimensiones plataforma (mm)	220 x 220
Carga máxima (kg)	2
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	0 - 120 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	245 x 310 x 125
Peso (kg)	5,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP30
Ref.	**498640**
€	**NC -**



498640 + 498641

IP 30

Accesorios

Ref.	Descripción	€
498641	Soporte de sujeción de rodillos	**NC -**
499962	Plataforma universal para pinzas	**NC -**
498624	Pinza para Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
498625	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
498626	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
498615	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
498616	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
498617	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Agitador vórtex de plataforma KS 130 Basic y Control IKA

IKA

Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

KS 130 Control :

Puerto RS232 para control remoto y registro de datos

Modelo	KS 130 Basic	KS 130 Control
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	80 - 800	
Órbita (mm)	4	
Carga máxima (kg)	2	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	5 a 50 min	1 a 599 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	270 x 316 x 98	
Peso (kg)	8,8	9,8
Condiciones de uso	5 a +50 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP21	
Ref.	**250038**	**250039**
€	**NC -**	**NC -**



IP 21

Accesorios

Ref.	Descripción	€
250075	Plataforma antideslizante 340 x 220 mm	**NC -**
250040	Plataforma de rodillos 220 x 220 mm	**NC -**
250207	Plataforma universal para pinzas 230 x 230 mm	**NC -**
250186	Pinza para Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
250187	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
250188	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
250189	Pinzas para Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
250190	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
250191	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB