Agitadores orbitales Cole Parmer serie SH-200D-O





Agitador SH-200D-O
- Incluye plataforma antideslizante

Agitador SH-200D-O-L
- Se entrega con una plataforma de 4 rodillos

Modelo	SH-200D-O	SH-200D-O-L
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	30 - 300	
Órbita (mm)	16	
Dimensiones plataforma (mm)	220 x 200	335 x 335
Carga máxima (kg)	3	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1 a 999 min	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	240 x 300 x 140	360 x 420 x 270
Peso (kg)	5	11
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 80 % HR	
Ref.	090790B	001344B
€	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
001345	Plateforma 510 x 510 mm con rodillos para SH-200D-O-L	NC -
090791	Plateforma 220 x 220 mm con 4 rodillos para SH-200D-O	NC -
090792	Plataforma 340 x 300 mm 8 microplacas para SH-200D-O	NC -
090793	Cubierta de plexiglás transparente para SH-200D-O	NC -

Agitador orbital Orbital-Genie Mini-100 y Mini-300



079151



079149 + 2x 079164

Agitador orbital Mini-100
- Se suministra con plataforma antideslizante

Agitador orbital Mini-300
- Incluye una plataforma opcional

Modelo	Mini-100	Mini-300		
Interfaz	Analógico			
Velocidad (rpm)	20 - 100	30 - 300		
Órbita (mm)	19			
Dim. plateforma (mm)	290 x 290	305 x 305		
Modo de uso	Continuo			
Dim. (an x pr x al) (mm)	350 x 350 x 76			
Peso (kg)	3,5	10,25		
Condiciones de uso	0 a 38 °C / 95 % HR			
Incluye plataforma	Antideslizante	con rodillos	Universal para pinzas	Antideslizante
Ref.	079149	079151	079152	079153
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
079164	Plataforma apilable con alfombrilla antideslizante para Mini-100	NC -
079178	Plataforma apilable con alfombrilla antideslizante para Mini-300	NC -
079087	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	NC -
079088	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	NC -
079089	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	NC -
079090	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	NC -
079091	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	NC -
079092	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	NC -

Agitador orbital digital SK-0330-PRO





- Interfaz RS232 para control remoto mediante ordenador
- Incluye plataforma de 4 rodillos

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	10 - 50
Órbita (mm)	10
Dimensiones plataforma(mm)	300 x 300
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1 min a 19h59 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	370 x 420 x 100
Peso (kg)	13,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	861019B
€	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
861022	Soporte para Erlenmeyer y botellas de 4 rodillos	NC -
861024	Soporte de agitación antideslizante para cultivo celular	NC -
861023	Soporte de fijación con clips	NC -
861110	Pinza abrazadera para frasco 25 ml	NC -
861111	Pinza abrazadera para frasco 50 ml	NC -
861063	Pinza abrazadera para frasco 100 ml	NC -
861064	Pinza abrazadera para frasco 200/250 ml	NC -
861065	Pinza abrazadera para frasco 500 ml	NC -