Agitador orbital MS-NOR-30



- Se suministra con plataforma antideslizante
- Posibilidad de invertir el sentido de rotación

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	0 - 200
Órbita (mm)	20
Dimensiones plataforma(mm)	300 x 300
Carga máxima (kg)	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1 - 999 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	260 x 310 x 130
Peso (kg)	7
Condiciones de uso	Ambiente a +40 °C
Referencia	**022057B**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
022239	Plataforma apilable con alfombrilla antideslizante	**NC -**

Agitador orbital digital

thermo scientific



- Incluye plataforma universal para abrazaderas

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	50 - 500
Órbita (mm)	10
Dimensiones plataforma(mm)	310 x 284
Carga máxima (kg)	4,5
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	Hasta 99h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	383 x 284 x 130
Peso (kg)	14,4
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Referencia	**229202**
€	**NC -**

Plataformas

Ref.	Descripción	€
229216	Plataforma con alfombrilla antideslizante	**NC -**
229219	Plataforma para 6 microplacas	**NC -**
229208	Plataforma universal	**NC -**
229204	Alfombrilla antideslizante 322 x 282 mm	**NC -**
229205	Alfombrilla antideslizante con picos 322 x 282 mm	**NC -**
229206	Tira de sujeción elástica (6 unid.)	**NC -**
229215	Alfombrilla adhesiva 14 x 14 cm	**NC -**
229207	Soporte universal	**NC -**

Abrazaderas y soportes para plataforma universal

Ref.	Descripción	€
229209	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
229210	Pinzas para Erlenmeyer 100/125 ml	**NC -**
229211	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
229212	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
229213	Pinza para Erlenmeyer 1 l	**NC -**
229214	Pinza para Erlenmeyer 2 l	**NC -**
229220	Soporte para 50 tubos 1,5 ml	**NC -**
229221	Soporte para 40 tubos 15 ml	**NC -**
229222	Soporte para 21 tubos 50 ml	**NC -**

Agitador Orbital Genie Skaker



- Incluye una plataforma opcional

Interfaz	Digital		
Velocidad (rpm)	10 - 300		
Órbita (mm)	35		
Dim. plateforma (mm)	460 x 460		
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	De 1 minuto a 99 horas		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	590 x 500 x 241		
Peso (kg)	21		
Condiciones de uso	0 a +38 °C / 95 % HR		
Incluye plataforma	Antideslizante	Con rodillos	Universal para pinzas
Referencia	**079084**	**079085**	**079086**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
079095	Rodillo de repuesto	**NC -**

Abrazaderas

Ref.	Descripción	€
079087	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
079088	Pinzas para Erlenmeyer 125/150 ml	**NC -**
079089	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
079090	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
079091	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
079092	Pinza para Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**