Agitadores orbitales Unimax

heidolph research made easy

Incluyen una plataforma antideslizante

Modelo	Unimax 1010	Unimax 2010
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	30 - 500	20 - 400
Órbita (mm)	10	20
Dimensiones plataforma(mm)	290 x 258	390 x 340
Carga máxima	5	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	0 - 999 min	1 - 120 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	320 x 375 x 125	426 x 435 x 135
Peso (kg)	8	16
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP40	IP20
Ref.	**498618**	**498610**
€	**NC -**	**NC -**



Cámara de incubación para Unimax 1010



Calienta la plataforma hasta +65 °C

Ref.	Descripción	€
498622	Módulo calefactor para cámara de incubación	**NC -**
498620	Cámara de incubación baja (al. 163 mm)	**NC -**
498619	Cámara de incubación alta (al. 267 mm)	**NC -**
498621	Cámara de incubación XL (al. 428 mm)	**NC -**

Plataformas

Descripción	Unimax 1010 Ref.	Unimax 1010 €	Unimax 2010 Ref.	Unimax 2010 €
Plataforma universal para pinzas	**498623**	**NC -**	**498614**	**NC -**
Soporte para rodillos (no incluye rodillos)	**498627**	**NC -**	**498612***	**NC -**
Rodillo de fijación	**498628**	**NC -**	**498613**	**NC -**
Soporte para un nivel adicional	**-**	**-**	**498611**	**NC -**

* Se suministra sin rodillos, a pedir por separado.

Pinzas de sujeción para Erlenmeyer

Ref.	Descripción	€
499624	Pinza para Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
498625	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
498626	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
498615	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
498616	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
498617	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
499667	Pinza para Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**

Agitador orbital KS 260 Basic y Control y KS 501 digital IKA

IKA

Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

KS 260 Control :

Puerto RS232 para control remoto y registro de datos

Modelo	KS 260 basic	KS 260 control	KS 501 digital
Interfaz	Analógico	Digital	
Velocidad (rpm)	50 - 500	10 - 500	0 - 300
Órbita (mm)	10		30
Carga máxima (kg)	7,5		15
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	5 a 50 min	1 a 599 min	1 a 55 min
Dimensiones (anx prx al) (mm)	360 x 420 x 98		505 x 585 x 120
Peso (kg)	8,5	8,8	26
Condiciones de uso	5 a +50 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP21		
Ref.	**250041**	**250043**	**250140B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Plataformas para KS 501 digital

Ref.	Descripción	€
250327	Plataforma antideslizante	**NC -**
250141	Plataforma de rodillos	**NC -**
250328	Plataforma universal para pinzas	**NC -**

Plataformas para KS 260 basic y control

Ref.	Descripción	€
250074	Plataforma antideslizante 320 x 320 mm	**NC -**
250045	Plataforma de rodillos 320 x 320 mm	**NC -**
250208	Plataforma universal para pinzas 330 x 330 mm	**NC -**

Pinzas para plataformas universales

Ref.	Descripción	€
250186	Pinza para Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
250187	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
250188	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
250189	Pinzas para Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
250190	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
250191	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB