Agitadores orbitales Solaris SK 2000 y SK 4000

thermo scientific



- Conexión USB y Ethernet para recuperar el historial de eventos y transferir programas
- Sistema de accionamiento excéntrico triple
- Nivel de ruido inferior a 62 dB
- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

Modelo	SK 2000	SK 4000
Interfaz	Táctil	
Velocidad (rpm)	15 - 525	
Órbita (mm)	25,4	
Dimensiones plataforma(mm)	305 x 356	457 x 762
Carga máxima (kg)	25	43
Modo de uso	Continuo, temporizador o programado	
Temporizador	0 a 99h59min	
Programación	Hasta 99 Programas	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	469 x 364 x 141	648 x 573 x 177
Peso (kg)	14,1	17,7
Condiciones de uso	+ 5 a +40 °C / 80 % HR	
Ref.	229112	229113
€	NC -	NC -

Abrazaderas

Ref.	Descripción	€
078362	Pinzas para microplacas	NC -
078365	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	NC -
078366	Pinza para Erlenmeyer 125 ml	NC -
078367	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	NC -
078368	Pinza para Erlenmeyer 300 ml	NC -
078369	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	NC -
078370	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	NC -
078371	Pinza para Erlenmeyer 2000 ml	NC -

Racks para tubos de ensayo

Ref.	Descripción	€
078403	Rack para 6 x 12 tubos 10-13 mm	NC -
078404	Rack para 6 x 12 tubos 14-16 mm	NC -
078405	Rack para 4 x 10 tubos 17-20 mm	NC -
078406	Rack para 4 x 10 tubos 21-25 mm	NC -
078407	Rack para 3 x 8 tubos 26-30 mm	NC -
078517	Rack para 8 x 12 microtubos 1,5 ml	NC -

Plataformas para agitador SK 2000

Ref.	Descripción	€
229114	Plataforma universal 305 x 355 mm	NC -
229117	Plataforma universal 457 x 457 mm	NC -
229120	Plataforma universal 457 x 610 mm	NC -

Plataformas para agitador SK 4000

Ref.	Descripción	€
229121	Plataforma universal 457 x 762 mm	NC -
229124	Plataforma universal 610 x 914 mm	NC -

Alfombrillas adhesivas

Ref.	Descripción	€
047959	Alfombrilla adhesiva 23 x 23 cm	NC -
079612	Alfombrilla adhesiva 14 x 14 cm	NC -

Agitadores orbitales Lauda Varioshake

LAUDA



- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

Modelo	VS 8 OE	VS 8 O	VS 15 O	VS 30 O
Interfaz	Analógico		Digital	
Velocidad (rpm)	20 - 500		20 - 300	20 - 250
Órbita (mm)	10		30	32
Dimensiones plataforma(mm)	330 x 330		450 x 450	676 x 540
Carga máxima (kg)	8		15	30
Modo de uso	Continuo o con temporizador			
Temporizador	0 a 60 min		1min a 99h59min	
Dimensiones (anx prx al) (mm)	350 x 375 x 160	350 x 355 x 160	480 x 497 x 160	705 x 607 x 160
Peso (kg)	11		19,5	34
Condiciones de uso	10 a +60 °C		+10 a +50°C / 70% HR	
Indice de protección	IP 20			
Ref.	910984	910652	910654	910985
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
910980	Alfombrilla adhesiva 200 x 200 mm	NC -
910659	Pinza para Erlenmeyer 25 ml	NC -
910660	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	NC -
910661	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	NC -
910662	Pinza para Erlenmeyer 200 ml	NC -
910844	Pinza para Erlenmeyer 250-300 ml	NC -
910663	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	NC -
910664	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	NC -
910888	Pinza para Erlenmeyer 2000 ml	NC -
910885	Rack para 24 tubos 12-17mm h.75-160mm	NC -
910884	Rack para 16 tubos 25-29mm h.75-160mm	NC -
910910	Adaptador de microplacas	NC -

Plataformas

Ref.	Descripción	€
910656	Plataforma antideslizante para VS 8 O	NC -
910655	Plataforma universal de pinzas para VS 8 O	NC -
910825	Plataforma de rollos para VS 8 O	NC -
910847	Plataforma antideslizante para VS 15 O	NC -
910657	Plataforma universal de pinzas para VS 15 O	NC -
910658	Plataforma de rollos para VS 15 O	NC -
910886	Plataforma universal de pinzas para VS 30 O	NC -
910986	Plataforma de rollos para VS 30 O	NC -