Agitadores orbitales para cargas pesadas OHAUS

- Incremento progresivo de la velocidad para evitar salpicaduras
- Compatible con entornos ricos en CO2
- Se suministra con plataforma antideslizante

+ productos en nuestras WEB



192109

Modelo	SHHD1619AL	SHHD1619DG	SHHD2325AL	SHHD2325DG	SHHD4525DG	SHHD4550DG	SHHD6825DG	SHHD6850DG
Interfaz	Analógico	Digital	Analógico	Digital				
Velocidad (rpm)	250 - 500	15 - 500	250 - 500	20 - 500	15 - 500	15 - 300	15 - 500	15 - 300
Órbita (mm)	19	19	25			51	25	51
Dimensiones plataforma(mm)	279 x 330		457 x 610		610 x 610		610 x 910	
Carga máxima (kg)	16		22,7		45,5		68	
Modo de uso	Continuo o con temporizador							
Temporizador	1 a 120 min	1s a 160 h	1 a 120 min	1s a 160 h				
Dimensiones (anx fx al) (mm)	413 x 355 x 149		610 x 678 x 149		729 x 678 x 170		744 x 914 x 170	
Peso (kg)	21,8		49		90,3		103,9	
Condiciones de uso	0 a +40 °C	-10 a +60 °C	0 a +40 °C	-10 a +60 °C / 80 % HR				
Ref.	**192100**	**192101**	**192104**	**192105**	**192106**	**192107**	**192108**	**192109**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plataformas adicionales

Para el modelo		SHHD1619AL SHHD1619DG				SHHD2325AL SHHD2325DG		SHHD4525DG SHHD4550DG	SHHD6825DG SHHD6850DG
Dimensiones plataforma(mm)		280 x 330	330 x 330	460 x 460	610 x 460	610 x 460	760 x 460	610 x 610	910 x 610
Plataforma universal para pinzas	Ref.	**192156**	**192157**	**192158***	**192159***	**192159**	**192161**	**192160**	**192162**
	€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plataforma con rodillos	Ref.	-	-	**192171**	-	**192172**	**192173****	**192174****	**192175****
	€	-	-	**NC -**	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Plataforma antideslizante	Ref.	-	-	**192169***	**192170***	**192170**	-	-	-
	€	-	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-

* Se puede apilar con una bandeja apilable de las mismas dimensiones cuando se utiliza con separadores ref. 192155.
** Con rodillos elevados, especialmente diseñados para contenedores altos.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
192155	Separadores para superposición	**NC -**
192218	Gradilla para 70 microtubos 1,5 ó 2,0 ml	**NC -**
192219	Gradilla para 63 tubos Ø 10-13 mm	**NC -**
192223	Gradilla para 35 tubos de centrífuga 15 ml	**NC -**
192224	Gradilla para 12 tubos de centrífuga 50 ml	**NC -**
192200	Pinza de acero inox. para botella de 500 ml	**NC -**
192201	Pinza de acero inox. para botella de 1000 ml	**NC -**

Ref.	Descripción	€
192189	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
192190	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
192191	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
192192	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
192193	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**
192194	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 2000 ml	**NC -**
192199	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 6000 ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB