Agitadores orbitales / agitadores de vaivén SM 30 y SM 30 control



- Se suministra con plataforma antideslizante

Agitadores combinados orbitales y de vaivén SM 30 C :
- Tipo de agitación seleccionable entre orbital y vaivén

Agitadores tipo control :
- Controlador táctil utilizable con guantes
- Visualización de la fecha y la hora
- Funciones de programación con arranque retardado
- Dirección de agitación programable para una mejor agitación
- Registro de datos

IP 21

Según el modelo

Modelo	SM 30A	SM 30B	SM 30 C	SM 30 A control	SM 30 B control	SM 30 C control
Tipo de Agitación	Orbital	Vaivén	Combinado	Orbital	Vaivén	Combinado
Interfaz	Analógico			Digital		
Velocidad (rpm)	5 - 300			15 - 300		
Amplitud (mm)	26	30	26	26	30	26
Dimensiones plataforma(mm)	560 x 400					
Carga máxima (kg)	30					
Modo de uso	Continuo o con temporizador			Continuo, temporizador o programado		
Temporizador	0 - 120 min			0 - 99 h 59 min 59 s		
Programación	-			10 programas / 10 etapas		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	680 x 610 x 160					
Peso (kg)	33					
Condiciones de uso	5 a +50 °C / 85 % HR					
Indice de protección	IP21					
Ref.	497046	497062	497028	497032	497060	497063
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Plataformas

Ref.	Descripción	€
497029	Plataforma Combifix con 5 rodillos estándar	NC -
497034	Plataforma Combifix con 4 rodillos altos	NC -
497054	Plataforma Combifix con 2 rodillos para ampollas	NC -
497033	Plataforma universal para pinzas	NC -
497055	Plataforma universal, 2 niveles, alt. 300 mm	NC -

Placas deslizantes para plataforma de 2 pisos

Ref.	Descripción	€
497048	Placa deslizante con 5 rodillos estándar	NC -
497057	Placa deslizante con 4 rodillos altos	NC -
497058	Placa deslizante con 2 rodillos para ampollas	NC -
497056	Placa deslizante universal para pinzas	NC -

Accesorios para Combifix

Ref.	Descripción	€
497050	Rodillo de soporte adicional	NC -
497052	Juego de pinzas para ampollas de decantar	NC -
497053	Resorte para sujetar los tapones de las bombillas	NC -
497022	Gradilla para 68 tubos Ø 14 mm	NC -
497023	Gradilla para 44 tubos Ø 16 mm	NC -
497024	Gradilla para 44 tubos Ø 18 mm	NC -
497025	Gradilla para 14 tubos Ø 30 mm	NC -

Módulo de incubación para SM 30 A



- Para colocar en el agitador para convertirlo en un incubador con agitación
- Equipado con iluminación interna y lámpara de descontaminación UV

Temperatura	Ambiente +5 a +50 °C
Precisión de temperatura	± 1 %
Dim. int. (an x pr x al) (mm)	660 x 540 x 430
Dim. Ext. (an x pr x al) (mm)	680 x 610 x 560
Peso (kg)	33
Referencia	497049
€	NC -

Accesorios módulo de incubación

Ref.	Descripción	€
497059	Bandeja no agitada 365 x 558 mm	NC -

Accesorios para plataformas y placas deslizantes universales

Ref.	Descripción	€
497012	Pinza para Erlenmeyer 10 ml	NC -
497013	Pinza para Erlenmeyer 25 ml	NC -
497014	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	NC -
497015	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	NC -
497016	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	NC -
497017	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	NC -
497018	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	NC -
497019	Pinza para Erlenmeyer 2000 ml	NC -
497020	Pinza para Erlenmeyer 3000 ml	NC -
497021	Pinza para Erlenmeyer 5000 ml	NC -
497026	Soporte de fijación de gradillas*	NC -

* Para la fijación de gradillas para tubos (véanse los accesorios para Combifix)