Agitador multifunción orbital y vibratorio PSU-20i Grant-Bio

- 3 modos :
  - + Movimiento orbital clásico
  - + Movimiento orbital recíproco : recorrido orbital de 0 a 360° con inversión de dirección
  - + Movimiento vibratorio : 0 a 5° según la órbita, con pulso de hasta 5 s.
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección

Astucia
Encuentre todas las plataformas en nuestras WEB



Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	20 - 250
Órbita (mm)	20
Carga máxima (kg)	8
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1 min. a 96 h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	410 x 410 x 130
Peso (kg)	13
Condiciones de uso	4 a +40 °C
Referencia	**144580**
€	**NC -**

Agitador combinado orbital y de vaivén KL 2 Edmund Buehler

- Tipo de agitación seleccionable entre orbital y vaivén
- Incluye plataforma de 3 rodillos



IP 21

Astucia
Encuentre accesorios (rodillos adicionales, gradillas para tubos, etc.) en nuestras WEB

Tipo de Agitación	Combinado
Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	30 - 420
Órbita (mm)	8
Dimensiones plataforma(mm)	300 x 300
Carga máxima (kg)	2
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	0 a 120 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	355 x 455 x 195
Peso (kg)	13,5
Condiciones de uso	5 a +50 °C / 85 % HR
Indice de protección	IP21
Referencia	**497030**
€	**NC -**


Agitador vaivén de Kahn

- No incluye soporte, a completar con una gradilla de su elección

Modelo	AVK15	AVK60
Interfaz	Analógico	
Velocidad (rpm)	280 fija *	
Amplitud (mm)	25	
Carga máxima (kg)	1,2	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	15 min	60 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	360 x 420 x 270	
Peso (kg)	11	
Ref.	**024016**	**024017**
€	**NC -**	**NC -**

* Velocidad para una carga de 1,2 kg, mayor velocidad para una carga menor.

Astucia
Encuentre los paquetes aparato + gradillas en nuestras WEB



Gradillas para tubos en posición vertical

Ref.	Descripción	€
024004	Gradilla para 30 tubos Ø 13,5 mm	**NC -**
024005	Gradilla para 60 tubos Ø 13,5 mm	**NC -**
024006	Gradilla para 24 tubos Ø 16,5 mm	**NC -**
024007	Gradilla para 8 tubos Ø 33 mm	**NC -**
024008	Gradilla para 8 tubos Ø 35,5 mm	**NC -**

Tapas

Ref.	Descripción	€
024009	Tapa de metacrilato	**NC -**

Soportes para tubos en posición horizontal

Ref.	Descripción	€
024009	Gradilla para 30 tubos Ø 13,5 mm	**NC -**
024010	Gradilla para 60 tubos Ø 13,5 mm	**NC -**
024011	Gradilla para 24 tubos Ø 16,5 mm	**NC -**
024012	Gradilla para 8 tubos Ø 33 mm	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB