Agitador de vaivén Cole Parmer SH-200D-R-L



- Incluye plataforma de 4 rodillos
- Aptos para entornos ricos en CO2

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	5 - 250
Amplitud (mm)	20
Dimensiones plataforma (mm)	335 x 335
Carga máxima (kg)	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1 a 999 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	360 x 420 x 270
Peso (kg)	11
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 80 % HR
Ref.	**001346B**
€	**NC -**

Agitador de vaivén digital SK-L330-PRO



- Interfaz RS232 para control remoto mediante ordenador
- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	100 - 350
Amplitud (mm)	10
Carga máxima (kg)	7,5
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 19h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	370 x 420 x 100
Peso (kg)	13
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**861020B**
€	**NC -**

Plataformas

Ref.	Descripción	€
861022	Plataforma de 4 rodillos	**NC -**
861024	Plataforma antideslizante para cultivo celular	**NC -**
861023	Plataforma universal para pinzas	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
861110	Pinzas para Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
861111	Pinzas para Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
861063	Pinzas para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
861064	Pinzas para Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
861065	Pinzas para Erlenmeyer 500	**NC -**

Agitador de vaivén Pro 30



- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	6 - 150
Amplitud (mm)	10
Dimensiones plataforma(mm)	300 x 330
Carga máxima (kg)	5
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	20 a 120 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	255 x 320 x 160
Condiciones de uso	4 a +70 °C
Ref.	**096537**
€	**NC -**

Plataformas

Ref.	Abrazaderas para frascos	€
096539	Plataforma antideslizante	**NC -**
096540	Doble plataforma antideslizante	**NC -**
096541	Plataforma con muellles	**NC -**
096542	Plataforma universal para pinzas	**NC -**

Pinzas

Ref.	Descripción	€
096543	Pinza para Erlenmeyer 125 ml	**NC -**
096544	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
096545	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
096546	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**