Agitadores 3D de ángulo ajustable ELED



- Incluye plataforma antideslizante, alfombrilla con picos y 6 cintas elásticas de sujeción
- 2 años de garantía

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	5 - 120
Ángulo de agitación	1 a 12°
Dimensiones plataforma(mm)	316 x 276
Carga máxima (kg)	9,8
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	Hasta 99h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	383 x 295 x 224
Peso (kg)	13,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 85 % HR
Referencia	**229200**
€	**NC -**

Agitador 3D de ángulo ajustable Benchwaver



- Ángulo de agitación ajustable mediante la interfaz
- Se suministra con plataforma antideslizante

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	5 - 105
Ángulo de agitación	0 a 10 °
Dimensiones plataforma(mm)	343 x 330
Carga máxima (kg)	9
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 99h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	330 x 343 x 247,5
Peso (kg)	5,5
Condiciones de uso	2 a +60 °C
Ref.	**062648**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
062691	Plataforma apilable adicional	**NC -**
062692	Alfombrilla ranurada para tubos	**NC -**




Con bandeja apilable adicional



Alfombrilla ranurada para tubos

Agitador 3D TL10



- Se suministra con plataforma antideslizante

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	1 - 23
Ángulo de agitación	0 - 9
Dimensiones plataforma(mm)	340 x 340
Carga máxima (kg)	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	0 - 120
Dimensiones (anx fx al) (mm)	355 x 450 x 205
Peso (kg)	18,5
Condiciones de uso	5 a 50 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**497084**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
497085	Sistema multinivel con 2 plataformas antideslizantes 340 x 340 mm	**NC -**
497086	Plataforma antideslizante 340 x 340 mm para sistema multinivel	**NC -**
497087	Plataforma antideslizante 340 x 500 mm para sistema multinivel	**NC -**