Agitadores 3D Ohaus

- Incremento progresivo de la velocidad para evitar salpicaduras
- Sensor de carga para la detección del desequilibrio de bandeja
- Incluye bandeja de goma antideslizante

Modelo	SHWV02AL	SHWV02DG
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	1 - 75	1 - 30
Ángulo de agitación	0 - 16	0 - 20
Dimensiones plataforma(mm)	256 x 279	299 x 222
Carga máxima (kg)	2,3	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1 a 120 min	1 s a 160 h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	425 x 279 x 165	423 x 254 x 165
Peso (kg)	7	7,3
Condiciones de uso	-10 a +60 °C / 80 % HR	
Ref.	**192121**	**192118**
€	**NC -**	**NC -**



NUEVO

192118

Agitadores 3D IKA Rocker 3D Digital

Modelo	Rocker 3D digital
Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	0 - 80
Ángulo de agitación	0 a 15 °
Dimensiones plataforma(mm)	245 x 245
Carga máxima (kg)	2
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1s a 99h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	280 x 330 x 185
Peso (kg)	2,3
Condiciones de uso	+4 a +50 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**250280**
€	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	€
250282	Alfombrilla con picos	**NC -**
250283	Alfombrilla para 28 tubos 5 ml Ø 12 mm	**NC -**
250284	Alfombrilla para 16 tubos 15 ml Ø 16 mm	**NC -**
250285	Alfombrilla para 14 tubos 30 ml Ø 25 mm	**NC -**
250286	Alfombrilla para 10 tubos 50 ml Ø 28 mm	**NC -**
250287	Plataforma superpuesta sin alfombrilla	**NC -**
250281	Alfombrilla antideslizante	**NC -**

Agitadores 3D con ángulo ajustable Cole Parmer serie SH-200D-G

- Ángulo de agitación ajustable manualmente
- Incluye plataforma antideslizante

Modelo	SH-200D-G	SH-200D-G-L
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	5 - 70	
Ángulo de agitación	3 a 12°	
Dimensiones plataforma(mm)	235 x 235	355 x 355
Carga máxima (kg)	3	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1 a 9999 min	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	240 x 300 x 165	360 x 420 x 170
Peso (kg)	5	10
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR	
Ref.	**090786B**	**090775B**
€	**NC -**	**NC -**



090786B + 090787

Kit para niveles adicionales

Ref.	Descripción	€
090787	Kit de 2 plataformas superpuestas para SSM3 h.125 mm	**NC -**
090776	Kit de 2 plataformas superpuestas para SSL3 h.125 mm	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB