Agitador de balanceo IKA Rocker 2D Basic y Digital

IKA

Modelo	Rocker 2D Basic	Rocker 2D Digital
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	5 - 80	0 - 80
Ángulo de agitación	8 °	0 a 15 °
Dimensiones plataforma (mm)	245 x 245	
Carga máxima (kg)	2	
Modo de uso	Continuo	Continuo o temporizador
Temporizador	-	1s a 99h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	280 x 330 x 150	
Peso (kg)	2,2	
Condiciones de uso	+4 a +50 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP21	
Ref.	**250277**	**250278**
€	**NC -**	**NC -**


250277


250278

Según el modelo

Accesorios

Ref.	Descripción	€
250282	Alfombrilla con picos	**NC -**
250283	Alfombrilla para 28 tubos 5 ml Ø 12 mm	**NC -**
250284	Alfombrilla para 16 tubos 15 ml Ø 16 mm	**NC -**
250285	Alfombrilla para 14 tubos 30 ml Ø 25 mm	**NC -**
250286	Alfombrilla para 10 tubos 50 ml Ø 28 mm	**NC -**
250287	Plataforma superpuesta sin alfombrilla	**NC -**
250281	Alfombrilla antideslizante	**NC -**

Agitadores de balanceo Ohaus

OHAUS

- Incremento progresivo de la velocidad para evitar salpicaduras
- Sensor de carga para la detección del desequilibrio de bandeja
- Incluye bandeja de goma antideslizante

Modelo	SHRK07AL1	SHRK07AL2	SHRK04DG
Interfaz	Analógico		Digital
Velocidad (rpm)	1 - 75		1 - 50
Ángulo de agitación	0 - 15		
Dimensiones plataforma (mm)	356 x 279		324 x 254
Número de pisos	1	2	1
Carga máxima (kg)	7,3		4,5
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1 a 120 min		1 s a 160 h
Dimensiones (an x p x al) (mm)	425 x 279 x 140	425 x 279 x 241	425 x 279 x 140
Peso (kg)	7		
Condiciones de uso	-10 a +60 °C / 80 % HR		
Ref.	**192119**	**192120**	**192124**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



192119

Agitador de ángulo fijo

Agitador Problot Rocker 25

- Incluye una o dos plataformas apilables antideslizantes

Modelo	ProBlot 25 & 25D	ProBlot 25XL & 25XLD
Interfaz	Analógico	
Velocidad (rpm)	5 - 120	
Ángulo de agitación	7 °	
Dimensiones plataforma(mm)	260 x 200	300 x 300
Carga máxima (kg)	5	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	0 a 2h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	290 x 320 x 145	325 x 360 x 145
Peso (kg)	5,3	
Condiciones de uso	4 a +65 °C	
Ref. 1 plataforma	**096567**	**096571**
€	**NC -**	**NC -**
Ref. 2 plataformas	**096568B**	**096572**
€	**NC -**	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	€
096565	Elásticos de sujeción	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB