Agitador de balanceo Movil-Tub

- Se suministra con plataforma con ranuras para 12 tubos de hasta 20 x 160 mm

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	15 fija
Ángulo de agitación	25 °
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	340 x 200 x 120
Peso (kg)	2,5
Ref.	**068564**
€	**NC -**



Agitador Rocker BenchBlotter™

- Se suministra con plataforma antideslizante
- 2 años de garantía

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	10
Ángulo de agitación	8 °
Dimensiones plataforma(mm)	300 x 300
Carga máxima (kg)	3,2
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	340 x 300 x 120
Peso (kg)	3
Condiciones de uso	4 a +65 °C
Ref.	**060903**
€	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	€
060904	Plataforma antideslizante apilable 300 x 300 mm	**NC -**
060905	Plataforma apilable con ranuras 300 x 300 mm	**NC -**
060906	Alfombrilla antideslizante 300 x 300 mm	**NC -**
060907	Alfombrilla con picos 300 x 300 mm	**NC -**

Accesorios universales para agitadores de plataforma


Alfombrilla antideslizante para plataforma de ac. inox.

- Para colocar sobre una superficie de acero inox. o aluminio anodizado
- Mantiene los Elenmeyer de 4 l llenos de 2 l de medio y a una velocidad no superior a 250 rpm
- Se limpia fácilmente con alcohol



Ref.	Descripción	€
047959	Alfombrilla antideslizante 230 x 230 mm	**NC -**

Adhesivo RockerTape para agitador



- Se utiliza con los agitadores orbitales, vaivén, de balanceo, 3D, y en agitadores-incubadores, hasta 250 rpm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
053454	Hojas adhesivas RockerTape 300 x 300 mm	3	**NC -**

Alfombrillas antideslizantes



Alfombrillas precortadas — Alfombrilla en rollo

- Se utiliza con cualquier agitador de hasta 250 rpm
- No impide el movimiento de los recipientes altos
- Compatible con incubadores de hasta 45°C
- Lavable con agua para restaurar las propiedades iniciales
- Antimicrobiana
- Sin látex

Alfombrilla precortada

Dimensiones	Azul	Rojo	Amarillo	€
Ø 140 mm	**178008**	**178009**	**178010**	**NC -**
Ø 190 mm	**178011**	**178012**	**178013**	**NC -**
250 x 180 mm	**178014**	**178015**	**178016**	**NC -**
380 x 450 mm	**178017**	**178018**	**178019**	**NC -**

Alfombrilla en rollo

Dimensiones	Azul	Rojo	Amarillo	€
200 mm x 1 m	**178020**	**178021**	**178022**	**NC -**
400 mm x 1 m	**178023**	**178024**	**178025**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB