Agitadores rotativos de plataforma Rotator Genie



- Se suministra completo con plataforma estándar con elásticos o magnética según el modelo
- 2 años de garantía

Modelo	Standard	Magnetic
Interfaz	Analógico	
Velocidad (rpm)	5 - 35	
Ángulo de agitación	90 ó 45°	
Dimensiones plataforma (mm)	260 x 260	290 x 315
Modo de uso	Continuo	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	400 x 400 x 175	
Peso (kg)	5,2	
Condiciones de uso	0 a +38 °C / 95 % HR	
Ref.	079110	079111
€	NC -	NC -



Plataformas de recambio

Ref.	Descripción	€
079112	Plataforma estándar con elásticos de sujeción	NC -
079113	Plataforma magnética para completar con soportes	NC -

Soportes magnéticos para plataforma magnética solamente

Ref.	Descripción	Unid. de env.	€
079077	Bandeja con 12 pinzas para tubos Ø 10 - 13 mm	1	NC -
079078	Bandeja con 6 pinzas para tubos Ø 15 - 17 mm	1	NC -
079079	Bandeja con 3 pinzas para tubos Ø 28 - 30 mm	1	NC -
079002	Bandeja con 12 pinzas para tubos Ø 10 - 13 mm	6	NC -
079003	Bandeja con 6 pinzas para tubos Ø 15 - 17 mm	6	NC -
079004	Bandeja con 3 pinzas para tubos Ø 28 - 30 mm	6	NC -
079005	Barras acero inoxidable	16	NC -
079027	Clip para tubo de hibridación	2	NC -
079028	Clip universal	2	NC -
079029	Caja magnética para 100 microtubos	1	NC -
079050	Clip para frascos 100 ml	1	NC -

Agitadores rotativos con carrusel

Agitadores rotativos con carrusel Loopster IKA

Según el modelo



- No incluye soporte, a completar con un carrusel de su elección

Modelo	Loopster Basic	Loopster Digital
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	20 fija	0 - 80
Ángulo de agitación	Ajustable 0 - 90°	
Capacidad estándar	Se entrega sin soporte	
Carga máxima (kg)	2	
Modo de uso	Continuo	Continuo o temporizador
Temporizador	-	1s a 99h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	300 x 300 x 360	
Peso (kg)	3	
Condiciones de uso	+4 a +50 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP 21	
Ref.	250292	250293
€	NC -	NC -

Carruseles

Ref.	Descripción	€
250294	Carrusel para 48 microtubos 1,5/2,0 ml Ø 10 mm	NC -
250295	Carrusel para 24 tubos 5 ml Ø 12 mm	NC -
250296	Carrusel para 20 tubos de centrífuga 15 ml Ø 16 mm	NC -
250297	Carrusel para 12 tubos de centrífuga 30 ml Ø 25 mm	NC -
250298	Carrusel para 12 tubos de centrífuga 50 ml Ø 28 mm	NC -
250299	Carrusel universal para clips individuales	NC -

Clips individuales

Ref.	Descripción	€
250301	Clip individual para microtubos de 1,5/2,0 ml Ø 10 mm	NC -
250302	Clip individual para tubos 5 ml Ø 12 mm	NC -
250303	Clip individual para tubos de centrífuga 15 ml Ø 16 mm	NC -
250304	Clip individual para tubos de centrífuga 30 ml Ø 25 mm	NC -
250305	Clip individual para tubos de centrífuga 50 ml Ø 28 mm	NC -