Agitador rotativo ClearLine®

ClearLine

- Modo de rotación reversible con ángulo de rotación seleccionable
- Incluye 3 carruseles
- 5 años de garantía

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	1 - 40
Ángulo de agitación	Ajustable 0 - 90°
Capacidad estándar	3 carruseles incluidos: - 48 microtubos 1,5/2,0ml - 20 tubos de centrífuga 15 ml - 20 tubos de centrífuga 50 ml
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1s a 99h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	210 x 270 x 320
Peso (kg)	3,2
Condiciones de uso	4 a +65 °C
Ref.	**062646CL**
€	**NC -**



Agitador rotativo con carrusel MX-RD-E

- Incluye adaptadores para tubos

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	0 - 80
Ángulo de agitación	90° fijo
Capacidad estándar	60 microtubos 1,5/2,0 ml 16 tubos de centrífuga 15 ml 8 tubos de centrífuga 50 ml
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	300 x 220 x 310
Peso (kg)	2
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	**861069**
€	**NC -**



Agitadores rotativos con carrusel Cole Parmer serie TR-200

Cole-Parmer
an antylia scientific company

- Se suministra sin soporte, a completar con un tambor o carrusel de su elección

Modelo	**TR-200**	**TR-200D**
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	20 fija	2 - 40
Ángulo de agitación	Ajustable 0 - 90°	
Capacidad estándar	Se entrega sin soporte	
Modo de uso	Continuo	Continuo o con temporizador
Temporizador	-	1 a 999 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	200 x 270 x 230	
Peso (kg)	3,2	
Condiciones de uso	+4 a +60 °C / 80 % HR	
Ref.	**090434B**	**090433B**
€	**NC -**	**NC -**



Accesorios

Ref.	**Descripción**	**€**
090435	Carrusel 40 microtubos 1,5/2,0 ml Ø 12 mm posición vertical	**NC -**
090436	Carrusel 20 tubos Ø 9 a 20 mm posición vertical	**NC -**
090437	Carrusel 12 tubos 50 ml posición vertical	**NC -**
001285	Adaptador de apilamiento para 2 carruseles	**NC -**
090438	Tambor de 63 tubos Ø 12 mm posición horizontal	**NC -**
090439	Tambor de 63 tubos Ø 16 mm o tubos de 15 ml en posición horizontal	**NC -**
090440	Tambor de 30 tubos Ø 26 mm posición horizontal	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB