Agitadores rotativos con plataforma ClearLine®

- Programación avanzada, con una amplia selección de modos de rotación
- Incluye adaptadores para tubos de 1,5/2,0 ml, 15 ml y 50 ml
- Plataforma opcional para conversión a agitador de balanceo

Modelo	Estándar	Mini
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	1 - 80	
Adaptadores incluidos	5 x 6 tubos 1,5/2,0 ml 8 x 1 tubo 15 ml 2 x 1 tubo 50 ml	2 x 6 tubos 1,5/2,0 ml 2 x 1 tubo 15 ml 2 x 1 tubo 50 ml
Modo de uso	Continuo, temporizador o programas	
Temporizador	1s a 99h59min	
Programación	11 preajustes, 2 programas libres	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	410 x 137 xx 199	290 x 137 x 199
Peso (kg)	2,27	1,8
Condiciones de uso	2 a +70 °C	
Ref.	062649CL	062650CL
€	NC -	NC -

El más flexible de nuestros agitadores rotativos



Adaptadores

Ref.	Para Ø tubo (mm)	Tubos/ Adaptadores	Adapt. max/aparato Estándar	Adapt. max/aparato Mini	Tipo de Agitación	Unid./ caja	€/ caja
062651	10 - 13	6	16	10	Vertical u horizontal	2	NC -
062652	16 - 17	1	22	10	Vertical	2	NC -
062653	28 - 30	1	12	6	Vertical	2	NC -
062654	16 - 17	6	2	1	Horizontal	1	NC -
062655	28 - 30	6	2	1	Horizontal	1	NC -

Plataforma de balanceo

Ref.	Descripción	€
062656	Plataforma 152 x 254 mm para el modelo estándar	NC -
062657	Plataforma 152 x 127 mm para el modelo mini	NC -

Agitadores rotativos multifunción con plataforma PTR-35 y PTR-60 Grant-Bio

- Elección del modo de agitación: completa, recíproca, vibración o pausa

Modelo	PTR-35	PTR-60
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	10 - 100	10 - 60
Capacidad estándar	26 microtubos 1,5/2,0 ml	48 microtubos 1,5/2,0 ml
Carga máxima (kg)	0,5	0,8
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1min a 24h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	365 x 195 x 155	420 x 230 x 230
Peso (kg)	1,8	3,8
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 80 % HR	
Ref.	144208B	144209
€	NC -	NC -



Plataforma de agitación para PTR-60

Ref.	Descripción	€
144225	8 tubos Ø 30 mm y 22 tubos Ø 15 mm	NC -
144226	14 tubos Ø 30 mm	NC -

Plataforma de agitación para PTR-35

Ref.	Descripción	€
144606	26 tubos Ø 15 mm	NC -
144607	5 tubos 50 ml y 12 tubos Ø 15 mm	NC -
144608	10 tubos de 50 ml	NC -
144609	10 tubos 50 ml con clips	NC -
144610	26 tubos Ø 15 mm con clips	NC -
144847	1 placa 96 pocillos	NC -

Agitador rotativo con plataforma base Intelli-Mixer RM-2

- Gran variedad de modos de rotación
- No incluye soporte, a completar con la plataforma de agitación a su elección

Modelo	RM-2S	RM-2M	RM-2L
Interfaz	Digital		
Velocidad (rpm)	1 - 99		
Capacidad estándar	Se entrega sin soporte		
Modo de uso	Continuo		
Dimensiones (an x p x al) (mm)	316 x 125 x 168	344 x 125 x 168	420 x 125 x 168
Peso (kg)	1,5	1,6	1,9
Condiciones de uso	+10 a +50 °C / 80 % HR		
Ref.	065500	065509	065510
€	NC -	NC -	NC -



Plataformas de agitación específicas

Para	RM-2 S			RM-2 M			RM-2 L		
ø tubo (mm)	N° tubos	Ref.	€	N° tubos	Ref.	€	N° tubos	Ref.	€
8 - 11	28	065515S	NC -	32	065515M	NC -	44	065504	NC -
13	24	065514S	NC -	28	065514M	NC -	40	065503	NC -
16	14	065513S	NC -	16	065513M	NC -	20	065502B	NC -
30	8	065512S	NC -	10	065512M	NC -	14	065501	NC -
30 (horiz.)	6	065518-S	NC -	6	065518-M	NC -	12	065507	NC -

Plataformas de agitación combinadas

Ref.	Capacidad en tubos	Para	€
065517-S	8 x Ø 8-11 mm, 4 x Ø 13 mm, 4 x Ø 16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2S	NC -
065517-M	8 x Ø 8-11 mm, 8 x Ø 13 mm, 4 x Ø 16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2M	NC -
065506	16 x Ø 8-11 mm, 12 x Ø 13 mm, 4 x Ø 16 mm, 2 x Ø 30 mm	RM-2L	NC -

Plataforma de balanceo

Ref.	Descripción	Para	€
065519-S	Plataforma 175,5 x 170 mm	RM-2S	NC -
065519-M	Plataforma 203,5 x 170 mm	RM-2M	NC -
065508	Plataforma 279,5 x 170 mm	RM-2L	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB