
Agitador-incubador orbital NB-205

Incluye plataforma antideslizante

Modelo	NB-205	NB-T205
Interfaz	Digital	Táctil
Velocidad (rpm)	30 - 300	
Órbita (mm)	30	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60 °C	
Precisión (°C)	± 0,2	
Dimensiones plataforma(mm)	250 x 310	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	Continuo, temporizado o programado
Temporizador	1min a 47h59min	1s a 99h59min
Programación	-	4 etapas
Dimensiones (anx fx al) (mm)	285 x 400 x 290	
Peso (kg)	13	
Ref.	995011	995040
€	NC -	NC -



A : Plataforma con 12 abrazaderas para Erlenmeyer
B : Plataforma con muellles
C : Plataforma para 4 microplacas

Plataformas


Ref.	Descripción	€
995017	Plataforma universal para pinzas y racks	NC -
995015	Plataforma con muellles	NC -

Pinzas para plataformas universales

Ref.	Descripción	€
995021	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	NC -
995022	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	NC -
995023	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	NC -

Racks para plataforma universal

Ref.	Descripción	€
995026	Rack inclinable para 56 tubos Ø 14 mm	NC -
995027	Rack inclinable para 32 tubos Ø 16 mm	NC -
995028	Rack inclinable para 32 tubos Ø 19 mm	NC -
995029	Rack inclinable para 10 tubos 50 ml Ø 30 mm	NC -


Según el modelo


NB-T205 panel táctil

Astucia

Más información sobre plataformas dedicadas en nuestras WEB

¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER



Group Dutscher IBERICA



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB