
Agitadores-incubadores orbitales Incu-Shaker



062855



Según el modelo



060981

- Incluye plataforma antideslizante

Modelo	Incu-Shaker mini	Incu-Shaker 10L	Incu-Shaker 10LR
Interfaz	Táctil		
Velocidad (rpm)	30 - 300		
Órbita (mm)	19		
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +70°C	Ambiente +5 a +60°C	Ambiente -15 a +60°C
Precisión (°C)	± 0,1		
Uniformidad (°C)	± 0,25		
Dimensiones plataforma (mm)	235 x 292	450 x 450	
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	280 x 480 x 330	510 x 650 x 470	510 x 790 x 560
Peso (kg)	11,5	55	78
Ref.	**060981**	**062855**	**062575B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plataformas para Incu-Shaker mini

Ref.	Descripción	€
060957	Plataforma magnética MagicClamp para abrazaderas	**NC -**
060971	Plataforma dedicada para 4 microplacas	**NC -**
060972	Plataforma universal con muelles	**NC -**

Accesorios para plataformas MagicClamp

Ref.	Descripción	Número máx. de abrazaderas		€
		Incu-shaker Mini	Incu-shaker 10 litres	
060961	Abrazadera MagicClamp para Erlenmeyer 125 ml	12	36	**NC -**
060960	Abrazadera MagicClamp para Erlenmeyer 250 ml	8	25	**NC -**
060959	Abrazadera MagicClamp para Erlenmeyer 500 ml	5	16	**NC -**
060958	Abrazadera MagicClamp para Erlenmeyer 1000 ml *	-	9	**NC -**
060967	Abrazadera MagicClamp para Erlenmeyer 2000 ml *	-	5	**NC -**
060987	Abrazadera MagicClamp para microplaca estándar	4	6	**NC -**
060963	Rack MagicClamp para 21 tubos 15 ml y 12 tubos 50 ml	1	4	**NC -**
060979	Rack MagicClamp para 32 tubos de centrífuga 15 ml	2	8	**NC -**
060980	Rack MagicClamp para 15 tubos de centrífuga 50 ml	2	8	**NC -**

* Compatibles sólo con Incu-Shaker 10L y 10LR.

Plataformas para Incu-Shaker 10L y 10LR


Ref.	Descripción	€
060983	Plataforma magnética MagicClamp para abrazaderas	**NC -**
060984	Plataforma dedicada para 6 microplacas	**NC -**
060985	Plataforma universal con muelles	**NC -**
060986	Estante para placas de Petri y microplacas	**NC -**



Agitadores-incubadores orbitales Cole Parmer SI-200D-L y SIC-200D-C

Cole-Parmer
an antylia scientific company





Según el modelo

- Tratamiento antibacteriano BioCote
- Control informatizado de los parámetros mediante conexión USB
- Plataforma deslizante para una carga fácil
- 3 años de garantía

Agitador-incubador orbital SIC-200D-C

- Conexión para refrigerador de recirculación para trabajar por debajo de la temperatura ambiente

Modelo	SI-200D-L	SIC-200D-C
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	30 - 300	
Órbita (mm)	16	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60 °C	Ambiente -15 a +60°C *
Precisión (°C)	± 0,5	
Uniformidad (°C)	± 0,5	
Dimensiones plataforma(mm)	520 x 390	
Altura útil (mm)	300	
Carga máxima	15	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1s a 9j	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	623 x 465 x 395	325 x 455 x 380
Peso (kg)	53	60
Indice de protección	IP31	
Ref.	**001937B**	**491326B**
€	**NC -**	**NC -**

* Para trabajar por debajo de la temperatura ambiente requiere un refrigerador externo.

Gradillas para tubos

Ref.	Descripción	€
001639	Gradilla para 64 microtubos de 1,5 ml	**NC -**
001640	Gradilla para 25 tubos de centrífuga 15 ml	**NC -**
001641	Gradilla para 12 tubos de centrífuga 50 ml	**NC -**
001642	Gradillas para 16 contenedores 30 ml	**NC -**