Agitador-incubador orbital NB-205L

- Incluye plataforma antideslizante




NB-T205L
panel táctil

Modelo	NB-205L	NB-T205L	NB-205LF	NB-T205LF
Interfaz	Digital	Táctil	Digital	Táctil
Velocidad (rpm)	30 - 300			
Órbita (mm)	22			
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60 °C		Ambiente -12 a +60°C	
Precisión a 37°C (°C)	± 0,2			
Dimensiones plataforma(mm)	450 x 450			
Modo de uso	Continuo o con temporizador	Continuo, temporizado o programado	Continuo o con temporizador	Continuo, temporizado o programado
Temporizador	1min a 47h59min	1s a 99h59min	1min a 47h59min	1s a 99h59min
Programación	-	4 etapas	-	4 etapas
Dimensiones (anx fx al) (mm)	510 x 600 x 470		550 x 790 x 555	
Peso (kg)	56		78	
Ref.	995018	995041	995019	955053
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Según el modelo

Astucia
Encuentre plataformas dedicadas en nuestras WEB



NB-205L
refrigerada

Plataformas

Ref.	Descripción	€
995020	Plataforma universal para abrazaderas y racks	NC -
995035	Plataforma con muellles	NC -

Abrazaderas para plataformas universales

Ref.	Descripción	€
995021	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	NC -
995022	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	NC -
995023	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	NC -
995024	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	NC -
995025	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	NC -

Racks para plataforma universal

Ref.	Descripción	€
995026	Rack inclinable para 56 tubos Ø 14 mm	NC -
995027	Rack inclinable para 32 tubos Ø 16 mm	NC -
995028	Rack inclinable para 32 tubos Ø 19 mm	NC -
995029	Rack inclinable para 10 tubos 50 ml Ø 30 mm	NC -

Agitador-incubador orbital Lauda Varioshake

LAUDA

- Interfaz RS232 para la transferencia de datos
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección



910883

910843

Modelo	VS 60 OI	VS 45 OI	VS 150 OI
Interfaz	Digital		
Velocidad (rpm)	20 - 250		
Órbita (mm)	30	25	25
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +70 °C		
Precisión (°C)	30	25	25
Dimensiones plataforma(mm)	450 x 450	420 x 270	674 x 540
Altura útil (mm)	280	320	430
Carga máxima	12	12	20
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1min a 999h		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	525 x 686 x 631	710 x 650 x 710	930 x 890 x 820
Peso (kg)	41,5	70	135
Condiciones de uso	10 a +30 °C		
Peso (kg)	30	25	25
Ref.	910843	910882	910883
€	NC -	NC -	NC -

Plataformas

Ref.	Descripción	€
910657	Plataforma universal para abrazaderas para VS 60 OI	NC -
910886	Plataforma universal para abrazaderas para VS 45 OI	NC -
910887	Plataforma universal para abrazaderas para VS 150 OI	NC -
910658	Plataforma de rodillos para VS 60 OI	NC -
910847	Alfombrilla antideslizante para VS 60 OI	NC -

Astucia
Vea los accesorios (sonda pt100, soportes, baño maría...) en nuestras WEB

Abrazaderas para plataformas universales

Ref.	Descripción	Capa. / dispositivo			€
		VS 60 OI	VS 45 OI	VS 150 OI	
910659	Abrazadera para Erlenmeyer 25 ml	79	52	99	NC -
910660	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	49	33	99	NC -
910661	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	36	22	50	NC -
910662	Abrazadera para Erlenmeyer 200 ml	22	15	26	NC -
910844	Abrazadera para Erlenmeyer 250-300 ml	16	13	26	NC -
910663	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	12	10	26	NC -
910664	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	9	6	12	NC -
910888	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	-	3	9	NC -
910885	Gradilla inclinable para 24 tubos 12-17 mm	6	3	9	NC -
910884	Abrazaderas para microplacas	6	6	15	NC -