Agitador-incubador orbital Innova 40 & 40R Eppendorf

eppendorf

- Sistema de accionamiento triple excéntrico para una mayor homogeneidad de agitación
- Puede utilizarse 24 horas al día, 7 días a la semana
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección

Modelo	Innova® 40		Innova® 40R	
Interfaz	Digital			
Velocidad (rpm)	50 - 400			
Órbita (mm)	19	25	19	25
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +80 °C		Ambiente -15 a +80°C	
Precisión 37°C	± 0,1			
Uniformidad (°C)	± 0,25			
Dimensiones plataforma (mm)	460 x 460			
Altura útil (mm)	356			
Modo de uso	Continuo o con temporizador			
Temporizador	0,1 a 99,9h			
Programación	4 programas, hasta 15 etapas			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	559 x 762 x 610			
Peso (kg)	60,3		79,4	
Ref.	M12990082	M12990092	M12990086	M12990096
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Astucia

Encuentre accesorios adicionales (plataformas dedicadas, gradillas, abrazaderas...) en nuestras WEB

Según el modelo

Plataforma

Ref.	Descripción	€
M12509902	Plataforma universal para abrazaderas	NC -
M11949910	Plataforma antideslizante	NC -
M11949909	Plataforma con 2 rodillos de soporte	NC -
M11949923	Rodillo de soporte adicional	NC -
M12509600	Cinta adhesiva de doble cara 41 mm x 5 m	NC -

Abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
M11909000	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	45	NC -
M11909001	Abrazadera para Erlenmeyer 125 ml	21	NC -
M11909002	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	18	NC -
M11909003	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	14	NC -
ACSB1000S	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	8	NC -
M11909005	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	5	NC -

Gradillas para tubos

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
M12890010	Gradilla para 60 tubos Ø 8-11 mm	5	NC -
M12890020	Gradilla para 44 tubos Ø 12-15 mm	5	NC -
M12890030	Gradilla para 31 tubos Ø 15-18 mm	5	NC -
M12890040	Gradilla para 23 tubos Ø 18-21 mm	5	NC -
M12890050	Gradilla para 16 tubos Ø 22-26 mm	5	NC -
M12890060	Gradilla para 16 tubos Ø 26-30 mm	5	NC -

Gradillas para microplacas

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
M12890700	Gradilla para 9 microplacas o 3 placas deepwell apiladas	8	NC -
TTR221	Gradilla para 5 microplacas sin apilar	2	NC -

Agitador-incubador orbital IKA KS 4000 i control

IKA

- Conexión para sensor de temperatura para control directo de la temperatura
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección

Agitador-incubador orbital KS 4000 iC control :

- Conexión para refrigerador de recirculación para trabajar por debajo de la temperatura ambiente

Modelo	KS 4000 I control	KS 4000 IC control
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	10 - 500	
Órbita (mm)	20	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +80 °C	Ambiente -10 a +80°C *
Precisión 37°C	± 0,5	
Dimensiones plataforma(mm)	440 x 440	
Altura útil (mm)	352	
Carga máxima	20	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	0 a 999h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	580 x 520 x 750	
Peso (kg)	50	55
Condiciones de uso	+15 a +32°C / 80% HR	
Indice de protección	IP30	
Ref.	250178	250179
€	NC -	NC -

* Trabajar por debajo de la temperatura ambiente requiere un refrigerador externo



Plataforma

Ref.	Descripción	€
250180	Plataforma universal para abrazaderas	NC -
250181	Plataforma de rodillos	NC -
250182	Plataforma antideslizante	NC -
250177	Alfombrilla antideslizante 200 x 200 mm	NC -

Abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	€
250186	Abrazadera para Erlenmeyer 25 ml	NC -
250187	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	NC -
250188	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	NC -
250189	Abrazadera para Erlenmeyer 200/250 ml	NC -
250190	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	NC -
250191	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB