Agitadores-incubadores orbitales Excella E24 y E24R Eppendorf



Según el modelo

Astucia

Encuentre accesorios adiciopnales (plataformas dedicadas, gradillas, abrazaderas...) en nuestras WEB

- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección

Modelo	Excella E24	Excella E24R
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	50 - 400	
Órbita (mm)	19	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +7 à +60°C	Ambiente -15 a +60°C
Uniformidad a 37°C	± 0,5	
Dimensiones plataforma(mm)	46 x 46	
Altura útil (mm)	344	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	0,1 a 99,9h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	560 x 760 x 610	
Peso (kg)	60	79
Ref.	**M13520002**	**M13520006**
€	**NC -**	**NC -**

Plataformas

Ref.	Descripción	€
M12509902	Plataforma universal para abrazaderas	**NC -**
M11949910	Plataforma antideslizante	**NC -**
M12509903	Plataforma para alfombrilla adhesiva	**NC -**
M12509700	Alfombrilla adhesiva 200 x 200 mm para v.máx 250 rpm	**NC -**

Gradillas para tubos

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
M12890010	Gradilla para 60 tubos Ø 8-11 mm	5	**NC -**
M12890020	Gradilla para 44 tubos Ø 12-15 mm	5	**NC -**
M12890030	Gradilla para 31 tubos Ø 15-18 mm	5	**NC -**
M12890040	Gradilla para 23 tubos Ø 18-21 mm	5	**NC -**
M12890050	Gradilla para 16 tubos Ø 22-26 mm	5	**NC -**
M12890060	Gradilla para 16 tubos Ø 26-30 mm	5	**NC -**

Abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
M11909000	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	45	**NC -**
M11909001	Abrazadera para Erlenmeyer 125 ml	21	**NC -**
M11909002	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	18	**NC -**
M11909003	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	14	**NC -**
ACSB1000S	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	8	**NC -**
M11909005	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	5	**NC -**

Agitador-incubador orbital a CO2 S41i Eppendorf



CO_2

Astucia

Encuentre accesorios adicionales (plataformas dedicadas, gradillas, abrazaderas...) en nuestras WEB

- Convección natural con calentamiento desde los 6 lados de la cubeta
- Sistema de accionamiento triple excéntrico para una mayor homogeneidad de agitación
- Sensor de CO2 por IR
- Función de desinfección de la cubeta a alta temperatura
- Puerto de acceso de 25 mm en la parte posterior del dispositivo
- Adaptador opcional para apilar 2 unidades
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección
- Incluye un estante y dos bandejas de agua

Interfaz	Táctil
Velocidad (rpm)	25 - 400
Órbita (mm)	25
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +4 a +50 °C
Precisión a 37°C	± 0,1
Uniformidad a 37°C	± 0,25
Rango de CO2	0,2 a 20 %
Dimensiones plataforma(mm)	360 x 610
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Dimensiones (anx fx al) (mm)	875 x 730 x 850
Peso (kg)	152
Ref.	**S41I230011**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
P06286502	Kit de superposición	**NC -**
M13349920	Plataforma universal para abrazaderas	**NC -**
M12509504	Kit adaptador para alfombrillas adhesivas	**NC -**
M12509700	Alfombrilla adhesiva 200 x 200 mm (v.max 250 rpm)	**NC -**

Gradillas para tubos

Ref.	Descripción	Capacidad/unidad	€
M12890010	Gradilla para 60 tubos Ø 8-11 mm	3	**NC -**
M12890020	Gradilla para 44 tubos Ø 12-15 mm	3	**NC -**
M12890030	Gradilla para 31 tubos Ø 15-18 mm	3	**NC -**
M12890040	Gradilla para 23 tubos Ø 18-21 mm	3	**NC -**
M12890050	Gradilla para 16 tubos Ø 22-26 mm	3	**NC -**
M12890060	Gradilla para 16 tubos Ø 26-30 mm	3	**NC -**

Abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	Capacidad/unidad	€
M11909001	Abrazadera para Erlenmeyer 125 ml	20	**NC -**
M11909002	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	16	**NC -**
M11909003	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	12	**NC -**
ACSB1000S	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	10	**NC -**
M11909005	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	4	**NC -**
M11909005	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	5	**NC -**