Agitador-incubador Labnet 211 DS



- Sistema SmartCheck para calibrar y controlar con precisión la temperatura
- Termostato de seguridad en la parte trasera del aparato
- Toma de corriente interna de serie
- Incluye 2 estantes completos y un medio estante
- Adaptador opcional para apilar 2 unidades
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	20 - 300
Órbita (mm)	19
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +80 °C
Precisión (°C)	± 0,1
Uniformidad (°C)	± 0,5
Altura útil (mm)	343 x 375
Carga máxima	381
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	0 a 99 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	425 x 550 x 580
Peso (kg)	37,7
Ref.	**096654**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
096760	Adaptador para apilamiento	**NC -**
096761	Plataforma universal para abrazaderas	**NC -**
096762	Plataforma antideslizante	**NC -**
096763	Doble plataforma antideslizante	**NC -**
096541	Bandeja universal con muelles	**NC -**

Abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
096543	Abrazadera para Erlenmeyer 125 ml	16	**NC -**
096544	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	9	**NC -**
096545	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	5	**NC -**
096546	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	4	**NC -**

Agitadores-incubadores orbitales apilables ISS



Según el modelo

- Cubeta interna de acero inox.
- Puerto USB y RS-232 para extraer los datos de agitación
- Pies con ruedas retráctiles
- Temperatura calibrable en 3 puntos
- Incluye 2 estantes regulables en altura
- Adaptador opcional para apilar 2 unidades
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección

Modelo	ISS-3075	ISS-3075R	ISS-4075	ISS-4075R
Interfaz	Táctil			
Velocidad (rpm)	20 - 500 solo / 20 - 250 apilado			
Órbita (mm)	19			
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +80°C	4 a +80 °C	Ambiente +5 a +80°C	4 a +80 °C
Dimensiones plataforma(mm)	350 x 350		450 x 450	
Altura útil (mm)	418		518	
Carga máxima	15 (a 400 rpm)		21 (a 400 rpm)	
Modo de uso	Continuo o con temporizador			
Temporizador	1min a 999h59min			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	578 x 815 x 854		78 x 895 x 934	
Peso (kg)	153	160	183	190
Ref.	**761354**	**761355**	**761356**	**761357**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
761358	Plataforma universal para pinzas para ISS-3075	**NC -**
761359	Plataforma universal para pinzas para ISS-4075	**NC -**
761370	Plataforma de rodillos para ISS-3075	**NC -**
761371	Plataforma de rodillos para ISS-4075	**NC -**
761372	Alfombrilla antideslizante 200 x 200 mm	**NC -**
761373	Kit de superposición para ISS-3075	**NC -**
761374	Kit de superposición para ISS-4075	**NC -**

Abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	Capacidad/unidad		€
		ISS-3075	ISS-4075	
761360	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	36	49	**NC -**
761361	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	24	39	**NC -**
761362	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	14	24	**NC -**
761363	Abrazadera para Erlenmeyer 300 ml	14	24	**NC -**
761364	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	9	16	**NC -**
761365	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	6	9	**NC -**
761366	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	4	6	**NC -**