Agitadores-incubadores orbitales Innova 43 & 43R Eppendorf

eppendorf

- Sistema de accionamiento triple excéntrico para una mayor homogeneidad de agitación
- Puede utilizarse 24 horas al día, 7 días a la semana
- Adaptador opcional para apilar 2 unidades
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección

Modelo	Innova 42		Innova 42R	
Interfaz	Digital			
Velocidad (rpm)	25 - 400			
Órbita (mm)	19	25	19	25
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +80 °C		Ambiente -20 à +80°C	
Precisión (°C)	± 0,1			
Precisión (°C)	± 0,1			
Uniformidad (°C)	± 0,25			
Dimensiones plataforma (mm)	460 x 460			
Altura útil (mm)	477			
Modo de uso	Continuo, temporizador o programas			
Temporizador	0,1 a 99,9h			
Programación	4 programas, hasta 15 etapas			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	620 x 754 x 825			
Peso (kg)	99		121	
Ref.	M13350002	M13350012	M13350006	M13350016
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Astucia: Encuentre accesorios adicionales (plataformas dedicadas, gradillas, abrazaderas...) en nuestras WEB

Según el modelo

Accesorios

Ref.	Descripción	€
M13350800	Kit de superposición para 2 unidades	NC -
M13350080	Estante perforado adicional con clips	NC -
M13350501	Cajón antideshidratación para placas de cultivo	NC -

Plataformas

Ref.	Descripción	€
M12509902	Plataforma universal para pinzas	NC -
M11949910	Plataforma antideslizante	NC -
M11949909	Plataforma con 2 rodillos de soporte	NC -
M11949923	Rodillo de soporte adicional	NC -
M12509600	Cinta adhesiva de doble cara 41 mm x 5 m	NC -

Gradillas para microplacas

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
M12890700	Gradilla para 9 microplacas o 3 placas deepwell apiladas	8	NC -
TTR221	Gradilla para 5 microplacas sin apilar	2	NC -

Gradillas para tubos

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
M12890010	Gradilla para 60 tubos Ø 8-11 mm	5	NC -
M12890020	Gradilla para 44 tubos Ø 12-15 mm	5	NC -
M12890030	Gradilla para 31 tubos Ø 15-18 mm	5	NC -
M12890040	Gradilla para 23 tubos Ø 18-21 mm	5	NC -
M12890050	Gradilla para 16 tubos Ø 22-26 mm	5	NC -
M12890060	Gradilla para 16 tubos Ø 26-30 mm	5	NC -

Abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
M11909000	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	45	NC -
M11909001	Abrazadera para Erlenmeyer 125 ml	21	NC -
M11909002	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	18	NC -
M11909003	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	14	NC -
ACSB1000S	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	8	NC -
M11909005	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	5	NC -

Agitadores-incubadores orbitales apilables MaxQ 6000

thermo scientific

- Incluye 2 estantes regulables en altura
- Adaptador opcional para apilar 2 unidades
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección
- 3 años de garantía en piezas, 1 año en mano de obra

Modelo	MaxQ 6000 calefactado	MaxQ 6000 refrigerado
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	15 - 500 solo / 15 - 300 apilado	
Órbita (mm)	19	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +10 à +80°C	Ambiente -15 a +80°C
Precisión 37°C	± 0,1	
Dimensiones plataforma (mm)	460 x 460	
Altura útil (mm)	686	
Carga máxima	15,9	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	0,1min a 999h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	838 x 699 x 1029	
Peso (kg)	150	195
Ref.	078564	078565
€	NC -	NC -

Astucia: Buscar abrazaderas adicionales en nuestras WEB



Según el modelo

Accesorios

Ref.	Descripción	€
078357	Plataforma universal 46 x 46 cm	NC -
078569	Adaptador para superposición de 2 plataformas	NC -
078566	Kit de superposición para MaxQ™ 6000	NC -
078567	Kit de apilado universal	NC -
078568	Fijación antisísmica	NC -

Abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	Capacidad/ unidad	€
078362	Abrazaderas para microplacas	10	NC -
078366	Abrazadera para Erlenmeyer 125 ml	32	NC -
078367	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	16	NC -
078368	Abrazadera para Erlenmeyer 300 ml	16	NC -
078369	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	16	NC -
078370	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	9	NC -
078371	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	6	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB