Agitadores incubadores orbitales, basculantes o 3D Ohaus



Según el modelo

Astucia

Encuentre más accesorios (gradillas, pinzas, etc.) en nuestras WEB

Modelo	ISLD04HDG	ISLDMPHDG		ISICMBCDG
Tipo de Agitación	Vortex			
Interfaz	Digital			
Velocidad (rpm)	100 - 1200			
Órbita (mm)/ ángulo de agitación	3			
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +65 °C			Ambiente -10 a +65°C
Precisión a 37°C (°C)	± 0,5			
Dimensiones plataforma (mm)	279 x 197	-		-
Carga máxima	3,6	4 microplacas		2 microplacas o 2 bloques
Modo de uso	Continuo o con temporizador			
Temporizador	1s a 160h			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	432 x 279 x 267	432 x 279 x 197		419 x 457 x 279
Peso (kg)	11,1	8,9		13,4
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR			
Ref.	192114	192115	192116*	192117
€	NC -	NC -	NC -	NC -

*Con tapa opaca para muestras sensibles a la luz

Bloques para agitador ISICMBCDG

Ref.	Tubos	Capacidad	Ø de pocillos (mm)	Profundidad du pocillos (mm)	€
192244	0,5 ml	30	7,9	27,6	NC -
192246	1,5 ml	20	11,1	39,1	NC -
192277	2 ml	20	11,5	38,1	NC -
192258	15 ml	12	17,1	44,5	NC -
192254	50 ml	5	29	47,6	NC -
192280	0,5 ml	6	7,9	27,6	NC -
	1,5 ml	10	11,1	39,1	
	2 ml	5	11,5	38,1	

Accesorios

Ref.	Descripción	€
192223	Gradilla para 35 tubos de 15 ml	NC -
192224	Gradilla para 12 tubos de 50 ml	NC -
192218	Gradilla para 70 microtubos de 1,5 y 2 ml	NC -
192219	Gradilla para 63 tubos de 10-13 mm	NC -
192220	Gradilla para 48 tubos de 14-16 mm	NC -
192189	Abrazadera de acero inox. para matraz de 50 ml	NC -
192190	Abrazadera de acero inox. para matraz de 125 ml	NC -
192191	Abrazadera de acero inox. para matraz de 250 ml	NC -



Agitadores incubadores para microplacas Grant PHMP



- La tapa calefactada limita la evaporación y la condensación
- Arranque suave de la agitación para limitar las salpicaduras

Modelo	PHMP	PHMP-4
Interfaz	Digital	
Capacidad estándar	2 microplacas SBS	4 microplacas SBS
Velocidad (rpm)	250 - 1200	
Órbita (mm)	2	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60 °C	
Precisión (°C)	± 0,5°C	
Uniformidad (°C)	±0,25°C a 37°C	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1min a 96h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	270 x 260 x 125	380 x 390 x 140
Peso (kg)	6,1	8,8
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 80 % HR	
Ref.	144211	144532
€	NC -	NC -