Baños secos de agitación Ohaus

- Puerto USB para la grabación de datos o la importación de programas
- Se suministra con o sin soportes, las unidades sin bloques se completan con un bloque de su elección

Modelo	ISTHBLHTSN	ISTHBLHTS	ISTHBLCTSN	ISTHBLCTS
Interfaz	Táctil			
Velocidad (rpm)	300 - 3000			
Órbita (mm)	3			
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +4 a +100		Ambiente -17 a +100	
Precisión (°C)	± 1		± 0,5	
Velocidad de calentamiento (°C / min)	5			
Velocidad de enfriamiento (°C/ Min)	-	-	2 a 3 °C por encima de la temperatura ambiente T °C	
Capacidad estándar	Sin bloque	Bloque 24 x 1,5 ml	Sin bloque	Bloque 24 x 1,5 ml
Modo de uso	Continuo, temporizador o programas			
Temporizador	1 s a 99 h 59 min			
Programación	5 programas, 5 etapas			
Dimensiones (an x p x al) (mm)	269 x 262 x 137			
Peso (kg)	4,9			
Ref.	192365	192126	192364	192125
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Accesorios

Ref.	Descripción	€
192360	Gradilla para bloques 0,5 ml	NC -
192361	Gradilla para bloques 1,5 ml o 2 ml	NC -
192362	Tapa para bloques 0,5 ml a 2 ml	NC -

- Las gradillas para tubos simplifican la manipulación al permitir colocar y retirar todos los tubos de un bloque a la vez


Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
192349	Microplacas estándar	1	NC -
192350	Placa PCR 384 pocillos	1	NC -
192351	Placa PCR 0,2 ml o 96 tubos	1	NC -
192352	Microtubos 0,5 ml	30	NC -
192353	Microtubos 1,5 ml	24	NC -
192354	Microtubos 2 ml	24	NC -
192355	Tubos 5 a 7 ml Ø 12mm	24	NC -
192356	Criotubos 2 ml	24	NC -
192357	Microtubos 5 ml	9	NC -
192358	Tubos de centrífuga 15 ml	8	NC -
192359	Tubos de centrífuga 50 ml	4	NC -

Baños secos de agitación MultiTherm

- No incluye bloque, a pedir por separado

Modelo	MultiTherm con calefacción	MultiTherm con calefacción/refrigeración
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	200 - 1500	
Órbita (mm)	2	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100	Ambiente -20 a +100
Precisión (°C)	±1,0	
Velocidad calentamiento (°C / min)	5	
Velocidad de enfriamiento (°C / min)	-	2,5
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1min a 99h59min	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	210 x 290 x 210	
Peso (kg)	8	
Condiciones de uso	5 a +30 °C / 70 % HR	
Alimentación (V)	230	
Ref.	060937	060936
€	NC -	NC -



Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
060938	Placa PCR o 96 tubos PCR 0,2 ml	1	NC -
060939	Microtubos 0,5 ml	54	NC -
060940	Microtubos 0,5 ml / Microtubos 1,5 ml	15 / 20	NC -
060941	Microtubos 1,5 ml	35	NC -
060942	Microtubos 2,0 ml	35	NC -
060943	Tubos Ø 12 mm	24	NC -
060944	Tubos de centrífuga 15 ml	12	NC -
060945	Tubos de centrífuga 50 ml	6	NC -
062538	Microplaca SBS	1	NC -
062539	Placa Deepwell	1	NC -
062540	Tubos 2ml tipo matraz HPLC 12 x 32 mm	24	NC -
062541	Líquido o bolas (dim. Int. 101 x 66 x 25 mm)	1	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB