Baños secos de agitación ThermoMixer Eppendorf

eppendorf

- Control preciso y uniforme de la temperatura, optimizado con la cubierta con calefacción ThermoTop para evitar la condensación
- Tecnología 2D Mix-Control para un movimiento de agitación perfectamente uniforme
- Teclas de acceso rápido a las temperaturas más comunes
- 2 años de garantía

Baños secos de agitación con calefacción ThermoMixer F y FP

- Blox fijo premontado

Baño seco de agitación con calefacción y enfriamiento ThermoMixer C

- Programable hasta 4 pasos
- No incluye soporte, a completar con un SmartBlock de su elección



Según el modelo



Modelo	ThermoMixer C	ThermoMixer F 0.5	ThermoMixer F 1.5	ThermoMixer F 2.0	ThermoMixer FP
Velocidad (rpm)	300 - 3000	300 - 2000	300 - 1500		300 - 2000
Órbita (mm)	3				
Rango de temperatura (°C)	Ambiente -15 a +100	Ambiente +4 a +100			
Precisión (°C)	± 0,5				±1
Uniformidad (°C)	± 0,5°C				
Velocidad calentamiento (°C / min)	7	15	11	13	18
Velocidad enfriamiento (°C / min)	2,5	-	-	-	-
Capacidad estándar	Sin SmartBlock	24 microtubos 0,5 ml	24 microtubos 1,5 ml	24 microtubos 2,0 ml	1 microplaca ó 1 placa Deepwells
Modo de uso	Continuo, temporizador o programación	Continuo			
Temporizador	15s a 99h30min	-	-	-	-
Programación	Hasta 4 pasos	-	-	-	-
Dimensiones (anx fx al) (mm)	206 x 304 x 136	206 x 304 x 163	206 x 304 x 170		206 x 304 x 164
Peso (kg)	6,3	6,2	6,3		6,1
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 90 % HR				
Ref.	**035963**	**933118**	**035965**	**933119**	**035966**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

SmartBlocks

- Sensor de temperatura integrado para el control de la temperatura
- Sistema QuickRelease para un cambio de bloque fácil y seguro

Ref.	Capacidad	Capacidad	Compatibilidad			€
			Tapa	ThermoTop	Transfert Rack	
035967	Microtubos 0,5 ml	24	x	x	Incluído	**NC -**
035968	Microtubos 1,5 ml	24	x	x	Incluído	**NC -**
035969	Microtubos 2,0 ml	24	x	x	Incluído	**NC -**
035970	Microtubos 5,0 ml	8	-	-	-	**NC -**
035971	Tubos de centrífuga cónicos 15 ml	8	-	-	-	**NC -**
035972	Tubos de centrífuga cónicos 50 ml	4	-	-	-	**NC -**
035973	Tubos Ø 12 mm	24	-	-	-	**NC -**
035974B	Criotubos 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	**NC -**
035975	Microplaca SBS o placa DeepWell	1	Incluído	x	-	**NC -**
035976	Placa PCR 96 pocillos o tiras	1	Incluído	x	-	**NC -**
035977	Placa PCR 384 pocillos	1	Incluído	x	-	**NC -**
933820	Placa Deepwell 96 pocillos 500 µl	1	Incluído	x	-	**NC -**
933819	Placa Deepwell 96 pocillos 1000 µl	1	Incluído	x	-	**NC -**



Tapa calefactora ThermoTop

- Sin conexión con reconocimiento automático del dispositivo
- Optimiza la uniformidad de la temperatura
- Limita la evaporación de las muestras
- Evita la condensación en la pared de los tubos



Ref.	Descripción	€
035979	Tapa calefactora ThermoTop	**NC -**
035978	Cubierta aislante sin calefacción	**NC -**

SmartExtender

- Módulo suplementario sin agitación
- Para la incubación de 12 tubos de 1,5 ml
- Control independiente de la temperatura
- Montaje sencillo y sin herramientas



Ref.	Descripción	€
5322000008	Módulo SmartExtender 12 tubos 1,5ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB