Baños secos Bry Block Heaters IKA



- Incluye sonda Pt1000.60, toma DIN 12878
- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Modelo	Dry Block Heater 1	Dry Block Heater 2	Dry Block Heater 3	Dry Block Heater 4
Interfaz	Digital			
Número de bloques	1	2	3	4
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +120 °C			
Precisión a 37°C	± 0,2°C			
Precisión a 60°C	± 0,4°C			
Uniformidad	± 1°C			
Modo de uso	Continuo o con temporizador			
Temporizador	1min a 99h59min			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	151 x 228 x 73	151 x 304 x 73	151 x 380 x 73	151 x 456 x 733
Peso (kg)	2	1,3	1,6	2
Indice de protección	IP 21			
Ref.	**250351**	**250352**	**250353**	**250354**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	Profundidad (mm)	€
250355	Microtubos 0,5 ml	30	27,6	**NC -**
250356	Microtubos 1,5 ml	20	36,9	**NC -**
250358	Microtubos 1,5 ó 2,0 ml	20	38,1	**NC -**
250360	Tubos cónicos 15 ml	12	44,5	**NC -**
250361	Tubos cónicos 50 ml	5	47,6	**NC -**
250383	Tubos PCR 0,2 ml o tiras	80	15,5	**NC -**
250384	Tubos PCR 0,2 ml (individuales)	64	20,2	**NC -**
250385	Placa PCR 96 pocillos *	1	15,5	**NC -**
250387	Microplaca estándar *	1	13,5	**NC -**
250386	Cubetas Ø 12,5 mm	2 x 6	25,4	**NC -**
250362	Tubos de ensayo Ø 6 mm Tubos de ensayo Ø 12/13 mm Tubos de ensayo Ø 25 mm	6 5 3	48,4 48,4 48,4	**NC -**
250363	Tubos de centrífuga 1,5 ml Tubos de centrífuga 15 ml Tubos de centrífuga 50 ml	4 3 2	39,1 44,5 47,6	**NC -**
250364	Microtubos 0,5 ml Microtubos 1,5 ml Microtubos 2,0 ml	6 10 5	27,6 39,1 38,1	**NC -**

* Estos bloques son incompatibles con el Dry Block Heater 1.

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	Profundidad (mm)	€
250365	Tubos de fondo redondo Ø 6 mm	30	48,4	**NC -**
250366	Tubos de fondo redondo Ø 10 mm	24	48,4	**NC -**
250367	Tubos de fondo redondo Ø 12-13 mm	16	48,4	**NC -**
250368	Tubos de fondo redondo Ø 12-13 mm	20	48,4	**NC -**
250369	Tubos de fondo redondo Ø 14-15 mm	12	48,4	**NC -**
250370	Tubos de fondo redondo Ø 20 mm	8	48,4	**NC -**
250371	Tubos de fondo redondo Ø 25 mm	6	48,4	**NC -**
250372	Tubos de fondo redondo Ø 35 mm	4	47,6	**NC -**
250373	Tubos de fondo redondo Ø 17-18 mm	12	48,4	**NC -**
250374	Viales Ø 12 mm	20	30	**NC -**
250375	Viales Ø 15 mm	20	35	**NC -**
250376	Viales Ø 17 mm	12	45	**NC -**
250377	Viales Ø 19 mm	12	45	**NC -**
250378	Viales Ø 21 mm	9	45	**NC -**
250379	Viales Ø 23 mm	8	45	**NC -**
250380	Viales Ø 25 mm	8	45	**NC -**
250381	Viales Ø 28 mm	6	45	**NC -**
250382	Viales Ø 16 mm	15	45	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
250388	Sonda externa Pt1000.60	**NC -**
250389	Sonda externa Pt1000.90	**NC -**

Baños secos digitales Grant QBD y QBH

- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección
- 3 años de garantía



Modelo	QBD1	QBD2	QBD4	QBH2
Interfaz	Digital			
Rango de temperatura (°C)	Amb. +5 a +130 °C			Amb. +5 a +200 °C
Precisión a 37°C	± 0,1			
Uniformidad (°C)	± 0,1			
Velocidad de calentamiento de 25 a 100°C	20 min			15 min
Capacidad estándar	1 bloque	2 bloques	4 bloques	2 bloques
Modo de uso	Continuo o con temporizador			
Temporizador	1 a 999min / arranque retardado hasta 72h			
Dimensiones (an x p x al) (mm)	200 x 230 x 100	200 x 280 x 100	200 x 380 x 100	200 x 280 x 100
Peso (kg)	2,2	2,7	3,6	3
Ref.	**144331**	**144332**	**144333**	**144334**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
144307	Bloque macizo	-	**NC -**
144308	Tubos Ø 10 mm	24	**NC -**
144309	Tubos Ø 12 mm	24	**NC -**
144310	Tubos Ø 13 mm	12	**NC -**
144311	Tubos Ø 16 mm y tubos de centrífuga 15 ml	12	**NC -**
144312	Tubos Ø 18 mm	12	**NC -**
144313	Tubos Ø 24 mm	5	**NC -**
144314	Tubos Ø 29 mm y tubos de centrífuga 50 ml	4	**NC -**

Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
144315	Tubos PCR 0,2 ml y tiras	56	**NC -**
144316	Microtubos 0,5 ml	24	**NC -**
144317	Microtubos 1,5 ml	24	**NC -**
144318	Microtubos 2,0 ml	24	**NC -**
144812	Microtubos 5 ml	12	**NC -**
144339	Microplacas estándar con tapa calefactada *	1	**NC -**
144340	Placas PCR 0,2 ml o tubos *	1	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
144335	Tapa para QBD1	**NC -**
144336	Tapa para QBD2 y QBH2	**NC -**
144337	Tapa para QBD4	**NC -**
144338	Sonda de temperatura externa	**NC -**