Baños secos Ohaus

- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Baño seco HB2DGHL :

- Incluye tapa abatible con calefacción para limitar la evaporación



Modelo	HB1DG	HB2DG	HB4DG	HB6DG	HB2DGHL
Interfaz	Digital				
Número de bloques	1	2	4	6	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +120				Amb. +5 a +100
Precisión @37°C	± 0,2				
Uniformidad @37 °C	± 0,2				
Velocidad de calentamiento hasta 100°C	< 16 min		< 23 min	< 30 min	
Modo de uso	Continuo o con temporizador				
Temporizador	99min59s				
Dimensiones (anx fx al) (mm)	215 x 203 x 89	391 x 203 x 89	429 x 203 x 89	531 x 203 x 98	391 x 203 x 178
Peso (kg)	2,6	2,9	3,9	4,5	2,6
Ref.	**192134**	**192137**	**192138**	**192139**	**192140**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	Profundidad (mm)	€
192244	Microtubos 0,5 ml	30	27,6	**NC -**
192246	Microtubos 1,5 ml	20	39,1	**NC -**
192277	Microtubos 2 ml	20	38,1	**NC -**
192258	Tubos de centrífuga 15 ml	12	44,5	**NC -**
192254	Tubos de centrífuga 50 ml	5	47,6	**NC -**
192279	Microtubos 1,5 ml Tubos de centrífuga 15 ml Tubos de centrífuga 50 ml	4 3 2	39,1 44,5 47,6	**NC -**
192280	Microtubos 0,5 ml Microtubos 1,5 ml Microtubos 2 ml	6 10 5	27,6 39,1 38,1	**NC -**

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	Profundidad (mm)	€
192257	Placa 96 pocillos	96	15,5	**NC -**
192255	Tira de tubo 10 x 8	80	15,5	**NC -**
192256	Tubos individuales	64	20,2	**NC -**
192259	Baño de arena, 1 bloque	-	-	**NC -**
192260	Baño de arena, 2 bloques	-	-	**NC -**
192261	Baño de arena, 4 bloques	-	-	**NC -**
192262	Baño de arena, 6 bloques	-	-	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
192263	Arena - 0,45 kg	**NC -**
192328	Sonda de temperatura externa	**NC -**

Baños secos digitales MyBlock y IsoBlock

- Incluye tapa abatible
- Se entrega con block QuickFlip o sin soporte y a completar con un bloque de su elección

Baño seco IsoBlock

- Dos compartimentos aislados con control independiente

* Utiliza 2 ranuras de bloques, sólo para MyBlock Duo
** Compatible placa PCR 96 pocillos con 2 bloques combinados en un MyBlock Duo

Modelo	Myblock Mono	Myblock Duo	IsoBlock
Interfaz	Digital		
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +105 °C		
Precisión	± 1 %		
Uniformidad	± 0,2 %		
Capacidad estándar	1 bloque	2 bloques	2 bloques (independientes)
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1min a 99h59min		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	180 x 250 x 130	160 x 365 x 130	
Peso (kg)	4,5	4	4,5
Ref. sin bloque	**062576**	**062577**	**062580**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. con bloque Quick-Flip	**062578**	**062579**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**-**





Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
060919	Portaobjetos de microscopio	24	**NC -**
060920	Microtubos 1,5 ml	24	**NC -**
060921	Microtubos 1,5 ó 2,0 ml	24	**NC -**
060922	Microtubos 0,5 ml	12	**NC -**
060923	Tubos de centrífuga 15 ml	5	**NC -**
062561	Tubos de centrífuga 50 ml	20	**NC -**
060924	Tubos Ø 10 mm	20	**NC -**
060925	Tubos Ø 13 mm	12	**NC -**
060926	Tubos Ø 15-16 mm	12	**NC -**
060931	Tubos PCR 0,2 ml o tiras	48	**NC -**

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
060933	Placa PCR 96 pocillos	1	**NC -**
060934	Placa PCR 96 pocillos *	1	**NC -**
060935	Microplaca estándar *	1	**NC -**
062582	QuickFlip : Lado A : - tubos 1,5/2,0 ml - tubos 0,5 ml Lado B : - tubos PCR 0,2 ml **	 24 14 48	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
062581	Sensor de temperatura externo para modelos MyBlock	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB