Baños secos digitales Thermo Scientific ELED






- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Baños secos táctiles

- Sensor de temperatura externo Pt1000 opcional



Según el modelo

Bloques para tubos de centrífuga 15 y 50 ml



Modelo	Digital			Táctil		
Número de bloques	1	2	4	1	2	4
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +130 °C					
Precisión a 37°C	± 0,5°C					
Uniformidad a 37°C	± 1°C					
Velocidad de calentamiento de 30 a 130°C (min)	20		25	20		25
Modo de uso	Continuo o con temporizador			Continuo, temporizador o programación		
Temporizador	0 a 99min59s					
Programación	-	-	-	10 programas / 5 etapas		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	288x200x100	318x200x100	450x200x100	373x200x100	403x200x100	535x200x100
Peso (kg)	2,9	3,3	4,7	3,4	3,7	5,1
Ref.	**079615**	**079616**	**079617**	**079618**	**079619**	**079620**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
079621	Tubos Ø 6 mm	48	**NC -**
079622	Tubos Ø 10 mm	28	**NC -**
079630	Microtubos 0,5 ml	40	**NC -**
079623	Microtubos 1,5 ml	28	**NC -**
079624	Microtubos 2,0 ml	28	**NC -**
079625	Tubos Ø 13 mm	24	**NC -**
079626	Tubos Ø 16 mm	15	**NC -**
079627	Tubos Ø 18 mm	12	**NC -**
079628	Tubos Ø 20 mm	8	**NC -**
079629	Tubos Ø 25 mm	6	**NC -**
079631	Microplaca estándar	1	**NC -**
079632	Tubos Ø 6 mm Tubos Ø 10 mm	32 21	**NC -**

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
079633	Microtubos 1,5 ml Microtubos 2,0 ml	18 10	**NC -**
079634	Tubos Ø 25 mm Tubos Ø 12 mm Tubos Ø 6 mm	3 12 6	**NC -**
079635	Microtubos 0,5 ml Microtubos 0,2 ml	30 20	**NC -**
079636	Tubo de centrífuga de 15 ml (fondo plano)	15	**NC -**
079637	Tubo de centrífuga de 50 ml (fondo plano)	4	**NC -**
079638	Tubo de centrífuga de 15 ml (fondo cónico)	15	**NC -**
079639	Tubo de centrífuga de 50 ml (fondo cónico)	4	**NC -**
079640	Placa PCR 0,2 ml sin faldón	1	**NC -**
079641	Placa PCR de 0,2 ml con faldón o medio faldón	1	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
079642	Sensor de temperatura externo para modelos táctiles	**NC -**

Baños secos compactos Thermo Scientific ELED

079643



- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Modelo	Compact S	Compact D
Interfaz	Digital	
Número de bloques	1	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +2 a +100°C	
Precisión (°C)	± 0,5°C	
Uniformidad (°C)	± 0,5°C	
Velocidad de calentamiento de 30 a 100°C	16 min	20 min
Modo de uso	Continuo	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	185 x 185 x 25	200 x 200 x 25
Peso (kg)	1	1,5
Ref.	**079643**	**079644**
€	**NC -**	**NC -**

Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	Superficie de bloque	€
079645	Tubos PCR 0,2 ml	24	1/4	**NC -**
079646	Microtubos 0,5 ml	12	1/4	**NC -**
079647	Microtubos 1,5 ml	6	1/4	**NC -**
079648	Microtubos 2,0 ml	6	1/4	**NC -**
079649	Tubos de centrífuga 15 ml	6	1/2 (longitud)	**NC -**
079650	Tubos de centrífuga 50 ml	3	1/2 (longitud)	**NC -**
079651	Placa PCR 96 pocillos	1	1/1	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
079652	Aislante térmico para baño S	**NC -**
079653	Aislante térmico para baño D	**NC -**
079654	Tapa de plástico para baño S	**NC -**
079655	Tapa de plástico para baño D	**NC -**