Baños secos con calefacción Genius y Elite

- Conector RS232 para control por ordenador (software disponible como accesorio)
- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Modelo	Genius MD-01	Genius MD-02	Elite EL-01	Elite EL-02
Interfaz	Digital			
Número de bloques	1	2	1	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +150			
Precisión (°C)	± 0,2			
Uniformidad (°C)	± 0,2			
Modo de uso	Continuo o con temporizador			
Temporizador	0 a 999 min		0 a 99h59min	
Dimensiones (an x p x al) (mm)	200 x 290 x 80		152 x 150 x 135	152 x 230 x 135
Peso (kg)	2,6	2,8	2,1	2,8
Ref.	**022031**	**022032**	**022103**	**022104**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

022031



022032





Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
022041	Microtubos 0,5 ml	20	**NC -**
022042	Microtubos 1,5 ó 2 ml	20	**NC -**
022043	Reversible : Microtubos de 1,5 y 2 ml ó Microtubos de 0,5 ml	20 30	**NC -**
022044	Combinado : Microtubos 1,5 o 2 ml y Microtubos 0,5 ml	12 12	**NC -**
022046	Tubos de centrífuga 15 ml	12	**NC -**
022049	Tubos de centrífuga 50 ml	4	**NC -**
022045	Tubos de 13 mm	20	**NC -**
022047	Tubos de 20 mm	12	**NC -**
022048	Tubos de 25 mm	6	**NC -**
022039	Tubos PCR 0,2 ml o tiras	64	**NC -**
022035	Microplaca fondo plano	1	**NC -**
022036	Placa PCR 96 pocillos	1	**NC -**
022037	Microplaca fondo plano*	1	**NC -**
022038	Placa PCR 96 pocillos *	1	**NC -**
022142	Bloque hueco 104 x 79 x 76 mm para bolas de acero inox.	-	**NC -**
022143	Bloque hueco 158 x 104 x 76 mm para bolas de acero inox *	-	**NC -**

* Utiliza dos ranuras de bloque, incompatibles con los modelos de 1 bloque.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
022052	Cable RS232	**NC -**
022054	Software de control	**NC -**
022056	Pack Software de control + cable RS232	**NC -**

Baño seco Cole Parmer serie BH-200

Cole-Parmer
an antylia scientific company

- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Modelo	BH-200-2	BH-200D-2	BH-200DC-2	BH-200D-2-HT	BH-200D-3-HT
Interfaz	Analógico	Digital			
Número de bloques	2	2	2 (independientes)	2	3
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +8 a 130			Ambiente +8 a 200	
Precisión a 37°C	± 0,1				
Uniformidad a 37°C	± 0,1				
Uniformidad a 130°C	± 1				
Modo de uso	Continuo				
Dimensiones (anx fx al) (mm)	280 x 235 x 115				280 x 310 x 115
Peso (kg)	2,1	2,3	2,9	2,3	3,2
Ref.	**001152B**	**001150B**	**001151B**	**001183B**	**001184B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



001150B

Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	Profundidad (mm)	€
001146	Microtubos 0,5 ml	30	Cónico	**NC -**
001144	Microtubos 1,5 ml	20	35 / cónico	**NC -**
001142	Microtubos 2,0 ml	20	33	**NC -**
001138	Tubos Ø 10 mm	20	47	**NC -**
001139	Tubos Ø 12 mm	20	47	**NC -**
001185	Tubos Ø 12 mm	20	33	**NC -**
001186	Tubos Ø 13 mm	20	47	**NC -**
001140	Tubos Ø 16 mm	12	47	**NC -**
001141	Tubos Ø 19 mm	8	47	**NC -**
001176	Tubos Ø 25 mm	6	47	**NC -**
001177	Tubos Ø 28 mm	6	47	**NC -**
001178	Tubos Ø 30 mm	4	47	**NC -**
001179	Tubos Ø 33 mm	4	47	**NC -**
001187	Tubos PCR 0,2 ml	48	Cónico	**NC -**
001180	Tiras de 8 tubos PCR	10	Cónico	**NC -**

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	Profundidad (mm)	€
001181	Placa PCR 96 pocillos	1	Cónico	**NC -**
001182	Placa PCR 384 pocillos	1	Cónico	**NC -**
001173	Bloque macizo	-	-	**NC -**
001143	Cubetas spectro	-	-	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
001481	Tapa transparente para baño de 2 bloques	**NC -**
001482	Tapa transparente para baño de 3 bloques o 2 bloques independientes	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB